Tubes filtrants et colonnes UPrep

Tubes filtrants à centrifuger UPrep et UPrep Micro





- **Pour la préparation des plasmides dans les mini-preps, l'extraction de gels, ou le nettoyage des élements de PCR**
- **Membrane en gel de silice triple couche à adsorption sélective selon les conditions ioniques**
- **Livré avec microtubes 2 ml**
- **Kits livrés complets avec tous les réactifs livrés avec les kits**
- **Utilisables avec les microtubes à nez de dauphin 2 ml (réf. 027270), pour une meilleure récupération des échantillons**

Réf.	Modèle	Capuchon	Purif. maxi. (µg)	Vol. élution mini. (µl)	Capacité (µl)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
789068	UPrep	Non	25	25	900	50	**NC -**
789293	UPrep	Oui	25	25	900	50	**NC -**
789294	UPrep Micro	Non	5	6	800	50	**NC -**

Colonnes d'élution échangeuses d'anion UPrep Midi et Maxi

- **Pour la préparation des kits plasmidiques à partir de kits existants**

Réf.	Modèle	Qts Purif. (µg)	Capacité (ml)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
789207	UPrep Midi	20 - 100	12,5	10	**NC -**
789208	UPrep Maxi	100 - 500	22	10	**NC -**

Tubes à centrifuger Spin-X avec filtre membrane

CORNING



- **Membrane en acétate de cellulose ou en nylon**
- **Idéal pour la récupération des bactéries, particules et cellules**
- **Idéal pour la préparation des échantillons pour HPLC et récupération de l'ADN des gels d'agarose et acrylamide**

Référence	Volume (ml)	Membrane	Seuil d'arrêt (µm)	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
008160	2	AC	0,22	Oui	96	**NC -**
008161	2	AC	0,22	Non	100	**NC -**
008162	2	AC	0,45	Oui	96	**NC -**
008163	2	AC	0,45	Non	100	**NC -**
008169	2	Nylon	0,22	Non	200	**NC -**
008170	2	Nylon	0,45	Non	200	**NC -**

Filtre à centrifuger Membraspin Mini

Pour la préparation d'échantillons biologiques, la concentration et le dessalage.
Livré monté dans un microtube de 2 ml avec capuchon attaché. L'insert rentre parfaitement dans le microtube ce qui permet de centrifuger bouchon fermé.



- **Porosité 0,22 µm**
- **Volume dans l'insert : 500 µl / Volume mort : 5 µl**
- **A centrifuger dans les rotors swing ou rotors à angle fixe**
- **Vitesse maximale de centrifugation : 15000 g**
- **Membrane en PES, non stérile**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
088917	Filtre à centrifuger Membraspin Mini	50	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com