Extraction et purification d'ARN

GENUP total RNA

- Kit Universel d'extraction/purification des ARN
- Source : cellules eucaryotes, tissus, bactéries Gram + ou -
- Temps d'extraction : 20 - 40 min.
- Capacité de la colonne : 100 µg
- ADN contaminant retenu sur une colonne, pas de traitement à la DNAse
- Pas de B-mercaptoéthanol
- ARN de qualité, prêt à l'emploi pour les applications de biologie moléculaire (RT, northern, RT-qPCR...)



Référence	Désignation	CHF
820146	GENUP total RNA kit 50 réactions	NC -
820147	GENUP total RNA kit 250 réactions	NC -

GENUP Plant RNA

- Kit d'extraction/purification des ARN adapté au matériel végétal (jusqu'à 100 mg)
- 2 tampons de lyse disponible pour la mise au point de l'extraction optimale
- Procédure simple et rapide
- Temps d'extraction : env. 30 min. post homogénéisation
- Capacité de la colonne : 100 µg
- ADN contaminant retenu sur une colonne, pas de traitement à la DNAse
- Pas de B-mercaptoéthanol
- ARN de qualité, prêt à l'emploi pour les applications de biologie moléculaire (RT, northern, RT-qPCR...)



Référence	Désignation	CHF
820148	GENUP Plant RNA kit 10 réactions	NC -
820149	GENUP Plant RNA kit 50 réactions	NC -

GENUP blood RNA

- Kit d'extraction/purification des ARN adapté à 1ml de sang total, frais ou congelé, stabilisé par EDTA/citrate
- Procédure simple et rapide
- Temps d'extraction : env. 45 min
- Capacité de la colonne : 20 µg (à 1 ml de sang correspond env. 8 µg d'ARN total purifié)
- ADN contaminant retenu sur une colonne, pas de traitement à la DNAse
- Pas de B-mercaptoéthanol
- ARN de qualité, prêt à l'emploi pour les applications de biologie moléculaire (RT, northern, RT-qPCR...)



Référence	Désignation	CHF
820154	GENUP blood RNA kit 10 réactions	NC -
820155	GENUP blood RNA kit 50 réactions	NC -
820156	GENUP blood RNA kit 250 réactions	NC -

Extraction et purification d'ADN et d'ARN

Kits de purification d'ADN et d'ARN GeneMATRIX

GeneMATRIX est une résine de nouvelle génération liant sélectivement les acides nucléiques aux structures composites de silice.

NOUVEAU

Kit de purification d'ADN et d'ARN du sol

- Séparation et purification rapides d'ADN génomique et d'ARN totaux à partir d'échantillons environnementaux, de sols et de selles
- L'échantillon environnemental est ajouté directement dans un tube contenant des billes et une solution de lyse
- Effet combiné de deux procédés, un broyage mécanique par billes et une lyse enzymatique
- Après purification, les acides nucléiques sont directement utilisables pour la digestion enzymatique, l'hybridation, la rétrotransciption et l'amplification PCR
- Nécessite un agitateur vortex ou un broyeur à bille (non fournis)

Réf.	Désignation	CHF
220370	Kit de purification d'ADN et d'ARN environnementaux GeneMATRIX 25 préparations	NC -
220371	Kit de purification d'ADN et d'ARN environnementaux GeneMATRIX 100 préparations	NC -

Kit de purification d'ADN et d'ARN viraux

- Purification simultanée d'ADN et d'ARN viraux (› 200 nucléotides) à partir de plasma, de serum et d'autres liquides biologies acellulaires frais ou congelés
- ARN carrier présent dans le kit pour augmenter les rendements
- Acides nucléiques purifiés, exempts de tout contaminant et prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	CHF
220363	Kit de purification d'ADN et d'ARN viraux GeneMATRIX 25 préparations	NC -
220364	Kit de purification d'ADN et d'ARN viraux GeneMATRIX 100 préparations	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com