Extraction d'acides nucléiques par méthode chimique

RNA Extracol

- Réactif d'extraction d'ARN totaux à partir d'échantillons divers (tissus animaux et humains, plantes, cellules, levures et bactéries)
- Composé de phénol et de thiocyanate de guanidinium
- Protocole simple, extraction d'ARN en une heure
- Haut rendement
- Ajustable à la quantité de matériel
- Nécessite l'ajout de chloroforme, d'isopropanol, d'éthanol et d'eau grade biologie moléculaire (non fournis)





Référence	Désignation	CHF
220175	RNA Extracol 25 ml	NC -
220176	RNA Extracol 100 ml	NC -

Extraction combinée d'acides nucléiques et de protéines

ADN / ARN Extracol

- Réactif d'extraction d'ADN, d'ARN et de protéines à partir d'échantillons divers (culture cellulaire, bactérie, levure, tissu, plante...)
- Nécessite l'ajout de chloroforme ou de 1-bromo-3-chloropropane, d'isopropanol et d'éthanol (non fournis)
- Extraction sur colonne
- Capacité maximale de la colonne 25 µg d'ADN et 125 µg d'ARN

NOUVEAU



Référence	Désignation	CHF
220178	ADN / ARN Extracol pour 25 préparations	NC -
220179	ADN / ARN Extracol pour 100 préparations	NC -

Préservation des ARN

RNA Safeguard

Réactif aqueux et non-toxique de stockage de tissus.
Prélevez votre échantillon et submergez-le de RNA Safeguard rapidement.
Il pénètre rapidement les tissus non-congelés, stabilise et protège l'ARN de vos échantillons les plus récents.

- Evite la congélation des tissus dans l'azote et laisse plus de temps au manipulateur
- Utilisation simple
- Préserve à la fois l'ARN et l'ADN génomique de vos tissus



Référence	Désignation	CHF
865057	RNA Safeguard flacon 120 ml	NC -

Réactif de stabilisation d'ARN Fix RNA

- Stabilise et protège l'ARN contre la dégradation jusqu'à 7 jours à température ambiente et 4 semaines à 4 - 8 °C
- Pour les échantillons frais (tissu, sang, culture cellulaire, bactéries)
- Environ 10 µl de solution/mg d'échantillon

NOUVEAU

Référence	Conditionnement	CHF
220264	100 ml	NC -
220311	200 ml	NC -
220312	500 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com