Colonnes et microcolonnes

cytiva

Micro Colonnes ProbeQuant G-50

- Pour la purification rapide de l'ADN marqué (› 20 bases)
- Sépare l'ADN des nucléotides marqués non incorporés dans un volume compris entre 25 et 50 µl
- Compatible avec les microcentrifugeuses
- Protocole en moins de 4 minutes

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
28-9034-08	PROBEQUANT™ G-50 MICRO COL	50 colonnes	NC -

Microspin G-25 Colonnes

- Procédure de purification d'échantillon de 10 à 100 µl
- Délai de 4 min entre le traitement de l'échantillon et de l'obtention de la purification



Référence	Désignation	CHF
27-5325-01	Microspin G-25 Colonnes	NC -

Colonnes NICK

- Pour la purification rapide de l'ADN radiomarqué (≥ 20 bases)
- Sépare l'ADN des nucléotides marqués non incorporés dans un volume allant jusqu'à 100 µl
- Colonnes fournies avec Sephadex G-50 Grade et pré-équilibrées dans de l'eau distillée avec 0,15 % de Kathon CG/ICP Biocide

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
17-0855-01	NICK-COLONNE 20	20 colonnes	NC -
17-0855-02	NICK-COLONNE 50	50 colonnes	NC -

Colonnes NAP

cytiva

- Pour la purification rapide et efficace de l'ADN et des oligonucléotides (› 10-mers) en moins de 15 mn
- Purification par effet de gravité
- Disponible sous 3 formats selon le volume de l'échantillon : 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) et 2,5 ml (NAP-25)



Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
17-0852-01	NAP-25	20 colonnes	NC -
17-0852-02	NAP-25	50 colonnes	NC -
17-0853-01	NAP-5	20 colonnes	NC -
17-0853-02	NAP-5	50 colonnes	NC -
17-0854-01	NAP-10	20 colonnes	NC -
17-0854-02	NAP-10	50 colonnes	NC -

Sephadex G-25 ADN Grade

cytiva

- Poudre de Sephadex pour la préparation de colonnes
- Pour la purification de l'ADN
- A utiliser avec les colonnes MicroSpin G-25 et les colonnes NAP

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
17-0572-02	SEPHADEX G-25 DNA GRADE SF	100 g	NC -

Sephadex G-50 and G-100 ADN Grade

cytiva

- Poudre de Sephadex pour la préparation de colonnes
- Pour la purification de l'ADN
- Le Sephadex G-50 DNA Grade peut être utilisé avec les colonnes Illustra AutoSeq G-50, ProbeQuant G-50, MicroSpin G-50 et NICK

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
17-0573-01	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	25 g	NC -
17-0573-02	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	100 g	NC -
17-0574-02	SEPHADEX G-100 DNA GRADE SF	100 g	NC -

Purification par billes magnétiques

Purification de fragments PCR par billes magnétiques

AXYGEN

- Facilité d'utilisation (absence de centrifugation)
- Rapide (liaison, lavage, élution : dans un seul tube)
- Purification manuelle/robotisée
- Enlève efficacement les dNTPS, enzymes, primers non incorporés et dimères de primers



Référence	Désignation	CHF
712271	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 5 ml - 110 réactions	NC -
712272	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 50 ml - 1110 réactions	NC -
712270	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 250 ml - 5550 réactions	NC -





Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Sera-Mag Select

cytiva

- Kit bille magnétique pour purification de produits PCR et pour la construction de librairies NGS

Référence	Conditionnement	CHF
29-3430-52	60 ml	NC -