## Amplification d'acides nucléiques ADN/Fragments par PCR quantitative /système sybr green

### ABsolute™ qPCR MasterMix Thermo Scientific ABgene®

thermo scientific

Mix prêts à l'emploi pour la PCR quantitative, seuls sont requis la matrice et les amorces. Pour réactions de qPCR en SYBR® Green.

- **Performance de premier ordre : sensibilité, spécificité et reproductibilité**
- **Idéales en combinaison avec les plaques blanches**
- **Colorant bleu inerte pour visualiser aisément l'aliquotage**
- **Thermo-Start® évitant toute amplification parasite à température ambiante**
- **Contient du dTTP dont l'efficacité est supérieure au dUTP**
- **Polyvalence : disponible pour tout appareil de qPCR**




WEB **Saisissez la référence sur www.milian.com pour retrouver la table des compatibilités de la gamme ABsolute™**

#### ABsolute™ Blue qPCR

| Désignation | | Nombre de réactions 400 x 25 µl | 1600 x 25 µl | 4000 x 25 µl |
|---|---|---|---|---|
| ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Mix + tube ROX séparé | Référence | 017298 | 017297 | - |
| | CHF | NC - | NC - | - |
| ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green ROX Mix | Référence | 017303 | 017302 | - |
| | CHF | NC - | NC - | - |
| ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Low ROX Mix | Référence | 017308 | 017307 | 017309 |
| | CHF | NC - | NC - | NC - |
| ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Fluorescein Mix | Référence | 017313 | 017312 | 017314 |
| | CHF | NC - | NC - | NC - |

#### ABsolute™ qPCR transparent

| Désignation | | Nombre de réactions 400 x 25 µl | 1600 x 25 µl | 2000 x 20 µl | 4000 x 25 µl |
|---|---|---|---|---|---|
| ABsolute™ qPCR SYBR® Green ROX Mix | Référence | 017337 | 016608 | - | - |
| | CHF | NC - | NC - | - | - |
| ABsolute™ qPCR SYBR® Green Low ROX Mix | Référence | 017559 | 017558 | - | 017561 |
| | CHF | NC - | NC - | - | NC - |
| ABsolute™ qPCR SYBR® Green Fluorescein Mix | Référence | 017346 | 017345 | - | - |
| | CHF | NC - | NC - | - | - |
| ABsolute™ qPCR SYBR® Green Capillary Mix | Référence | - | - | 017349 | - |
| | CHF | - | - | NC - | - |

## qPCR base sonde

### Master mix Probe qPCR (2X) et Master mix Probe qPCR (2X) avec solution ROX

EURx

NOUVEAU

- **Mix pour qPCR avec sondes d'hydrolyse, utilisable avec la plupart des thermocycleurs en temps réel**
- **Contient l'ADN polymérase hot start Perpetual Taq et un tampon optimisé et les dNTPs (dTTP partiellement remplacé par dUTP)**
- **Uracile N-glycosylase (UNG) thermolabile fournie pour limiter les risques de contamination croisée (utilisation facultative)**
- **Existe en version avec le colorant ROX (tube séparé) pour la normalisation**

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 220406 | Probe qPCR master mix 2X 100 réactions | NC - |
| 220407 | Probe qPCR master mix 2X 200 réactions | NC - |
| 220408 | Probe qPCR master mix 2X 1000 réactions | NC - |
| 220409 | Probe qPCR master mix 2X + ROX solution 100 réactions | NC - |
| 220410 | Probe qPCR master mix 2X + ROX solution 200 réactions | NC - |
| 220411 | Probe qPCR master mix 2X + ROX solution 1000 réactions | NC - |

### Kit qPCR Fastgene 2X probe universal

EURx

NOUVEAU

- **Kit de qPCR universel pour sondes d'hydrolyse**
- **Adapté à la qPCR multiplex et aux protocoles rapides de qPCR grâce à la chimie robuste du mix**
- **Utilisable dans la quantification d'ADN, la détection de gène, le génotypage de SNP ou la validation NGS**
- **Fourni avec solution de ROX dans un tube séparé pour la normalisation**
- **Utilisable sur tous les thermocycleurs temps réel**

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 523574 | Fastgene 2X probe universel 100 réactions | NC - |
| 523575 | Fastgene 2X probe universel 500 réactions | NC - |
| 523576 | Fastgene 2X probe universel 5000 réactions | NC - |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com