Amplification d'acides nucléiques ADN/Fragments par PCR quantitative /système de sonde

ABsolute™ qPCR MasterMix Thermo Scientific ABgene®



Mix prêts à l'emploi pour la PCR quantitative, seuls sont requis la matrice et les amorces. Pour réactions de qPCR en sondes.

- **Performance de premier ordre : sensibilité, spécificité et reproductibilité**
- **Idéales en combinaison avec les plaques blanches**
- **Colorant bleu inerte pour visualiser aisément l'aliquotage**
- **Thermo-Start® évitant toute amplification parasite à température ambiante**
- **Contient du dTTP dont l'efficacité est supérieure au dUTP**
- **Polyvalence : disponible pour tout appareil de qPCR**



Saisissez la référence sur www.milian.com pour retrouver la table des compatibilités de la gamme ABsolute™

ABsolute™ Blue qPCR

Désignation		Nombre de réactions 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ Blue qPCR Mix + tube ROX séparé	Référence	017286	017285	-
	CHF	NC -	NC -	-
ABsolute™ Blue qPCR ROX Mix	Référence	017291	017289	017292
	CHF	NC -	NC -	NC -
ABsolute™ Blue qPCR Low ROX Mix	Référence	017295	017294	-
	CHF	NC -	NC -	-

ABsolute™ qPCR transparent

Désignation		Nombre de réactions 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	2000 x 20 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ qPCR ROX Mix	Référence	017528	017527	-	017529
	CHF	NC -	NC -	-	NC -
ABsolute™ qPCR Low ROX Mix	Référence	017555	017554	-	-
	CHF	NC -	NC -	-	-
ABsolute™ qPCR Capillary Mix	Référence	-	-	017329	-
	CHF	-	-	NC -	-

qPCR base sonde

EURx Master mix Multiplex qPCR (2X) et Master mix Multiplex qPCR (2X) avec solution ROX

- **Mix pour qPCR multiplex avec sondes d'hydrolyse marquées, utilisable avec la plupart des thermocycleurs en temps réel**
- **Jusqu'à 5 cibles détectables simultanément dans le même tube (selon le nombre de canaux du thermocycleur utilisé)**
- **Contient l'ADN polymérase hot start onTaq, un tampon optimisé et les dNTPs (dTTP partiellement remplacé par dUTP)**
- **Uracile N-glycosylase (UNG) thermolabile fournie pour limiter les risques de contamination croisée (utilisation facultative)**
- **Existe en version avec le colorant ROX (tube séparé) pour la normalisation**

NOUVEAU

Réf.	Désignation	CHF
220426	Multiplex qPCR master mix 2X 100 réactions	NC -
220427	Multiplex qPCR master mix 2X 200 réactions	NC -
220428	Multiplex qPCR master mix 2X 1000 réactions	NC -
220429	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solution 100 réactions	NC -
220430	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solution 200 réactions	NC -
220431	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solution 1000 réactions	NC -

