Marquage d'ADN

CyDye™ pour marquage fluorescent d'acides nucléiques Cytiva

Pour marquage de sondes microarray (expression de gènes, CGH array), hybridation fluorescente in situ, identification de chromosomes, caryotypage, cartographie génétique.
Les marqueurs fluorescents CyDye™ dans ces produits sont fabriqués sous licence exclusive de l'Université Carnegie Mellon, brevets numéros 5, 268, 486 et équivalents. L'achat de ces produits inclut une licence limitant leur utilisation à la recherche et développement, mais ne permettant pas leur commercialisation.

- **Robuste et stable a l'environnement toute l'année**
- **Photostable**
- **Marquage de sonde efficace en directe ou indirecte**
- **Permet l'hybridation bicolore, en comparaison direct avec Cy3**
- **Utilisation de protocoles et scanners existants**



Nucléotides fluorescent Amersham™ CyDye™

Référence	Désignation	CHF
PA53021	CY3-DCTP, 25 nmol	**NC -**
PA53031	CY3-DCTP, 250 nmol	**NC -**
PA55021	CY5-DCTP, 25 nmol	**NC -**
PA53022	CY3-DUTP, 25 nmol	**NC -**
PA55022	CY5-DUTP, 25 nmol	**NC -**
PA53521	CY3.5-DCTP, 25 nmol	**NC -**
25-8010-86	CY3-CTP, 100 nmol	**NC -**
25-8010-87	CY5-CTP, 100 nmol	**NC -**
PA53026	CY TM3 AMINOALLYL UTP, 100 nmol	**NC -**
PA55026	CY TM5 AMINOALLYL UTP, 100 nmol	**NC -**
PA55321	Pack contenant 5 x 25 nmol Cy3-dCTP + 5 x 25 nmol Cy5-dCTP	**NC -**
PA55322	Pack contenant 5 x 25 nmol Cy3-dUTP + 5 x 25 nmol Cy5-dUTP	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com