




Echelle de taille (ladder)






biotechrabbit
leap and lead

Référence	135601	135602*	135603
CHF	NC -	NC -	NC -
Taille des fragments	De 250 à 10000 pb	De 100 à 3000 pb	De 50 à 1500 pb
Nbr de fragments	13	12	17
Fragments double intensité	1000 et 3000 pb	500 et 1500 pb	200 et 500 pb
Concentration	0,1 µg / µl		
Quantité / Volume	50 µg / 500 µl		
Vol. à utiliser/puits	5 µl		
			
Prêts à l'emploi (colorants de détection inclus)	Oui**		
Type de colorant	Orange G		

EURx
Molecular Biology Products

Référence	220027	220028	220002	220003
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Taille des fragments	500 à 10000 pb		De 250 à 10000 pb	
Nbr de fragments	11		13	
Fragments double intensité	1000 pb		1000 et 3000 pb	
Concentration	500 µg /ml		100 µg / ml	
Quantité / Volume	100 µg / 200 µl	500 µg / 1 ml	100 µg / 1 ml	500 µg /5 ml
Vol. à utiliser/puits	1 µl		5 µl	
				
Prêts à l'emploi (colorants de détection inclus)	Non		Oui	
Type de colorant	NC			

EURx
Molecular Biology Products

Référence	220031	220032	220025*	220026*	220033	220034	220000*	220001*	220004	220005
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Taille des fragments	100 à 5000 pb		De 100 à 2500 pb		De 50 à 2000 pb		De 100 à 1000 pb		De 50 à 500 pb	
Nbr de fragments	8		13		8		10		5	
Fragments double intensité	-		500 et 1000 pb		500 pb		500 pb		250 pb	
Concentration	-		125 µg / ml		40 µg / ml		50 µg / ml		28 µg /ml	
Quantité / Volume	NC/500 µl	NC/2,5 ml	50 µg /400 µl	250 µg /2 ml	40 µg /1 ml	200 µg / 5 x 1 ml	50 µg /1 ml	250 µg /2,5 ml	14 µg /500 µl	70 µg /2500 µl
Vol. à utiliser/puits	5 µl		5 µl = 625 ng d'ADN		10 µl		10 µl		5 µl	
									
Prêts à l'emploi (colorants de détection inclus)	Oui		Oui		Oui		Oui		Oui	
Type de colorant	NC									

* recommandé pour la détermination de la présence et de la taille des produits PCR
** fourni avec 1 ml de Loading Dye 6X (Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol et orange G)