Agarose

Pastilles d'agarose, tampon TAE ou TBE et clear G

- **Pour électrophorèse d'ADN et d'ARN de routine, gels compatibles avec le blotting**
- **Pastille suffisante pour 50 ml de gel d'agarose 1% en tampon TAE ou TBE, précoloré au Clear G**
- **Pastille à dissoudre dans de l'eau ultra-pure avant chauffage par micro-ondes**
- **Solution tout-en-un, gain de temps et de reproductibilité lors de la préparation des gels**
- **Stockage à température ambiante**

Le Clear G est une alternative non carcinogène au bromure d'éthidium pour le marquage d'acides nucléiques (excitation UV ou lumière bleue).

Référence	Désignation	CHF
215413	Pastilles d'agarose, tampon TAE et Clear G - boîte de 75	NC -
215414	Pastilles d'agarose, tampon TBE et Clear G - boîte de 75	NC -

NOUVEAU

Agarose en flacons



- **Agarose en flacons prêt à l'emploi : mélanger le flacon, chauffer au micro-ondes pendant 1 min. puissance max., agiter délicatement, repasser 30 sec. au micro-ondes. Répéter jusqu'à dissolution complète de l'agarose.**
- **L'agarose contient déjà un colorant de marquage de l'ADN par fluorescence : le Pronosafe (alternative non-carcinogène au bromure d'éthidium). Longueur d'onde d'excitation 309, 419 ou 514 nm et émission à 537 nm.**

Type \ Application	Séparation de fragments ≥ 1000 bp	Séparation de fragments ≤ 1000 bp	Electrophorèse préparative	Electrophorèse Haute résolution	Electrophorèse de protéines
D1	•				
LM Sieve		•			•
MS		•	•	•	

Gels précoulés

Gels précoulés EMBITEC

- **Système de gels précoulés 1% agarose avec du TAE colorés au GelGreen (alternative au BET non mutagénique et non cytotoxique)**
- **Séparation de fragments de 600 à 10 000 pb**
- **Epaisseur de gel de 6 mm**



- **Utilisable avec la cuve RunOne**
- **Le GelGreen permet une révélation par un système de LED ainsi qu'une procédure simplifiée de traitement des déchets (éliminations avec les déchets biologiques)**

Dimensions du gel (cm)	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Medium 11,7 x 8,9 cm	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm
Format des puits	12 + 1	5 + 2	24 + 1	10	5 + 1
Epaisseur des puits	1 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Volume par puit	30 µl	3 x 75 µl / 2 x 112 µl	11 µl	15 µl	70 µl
Compatibilité multicanaux	Format 12 canaux	Non	Format 12 canaux	Non	Non
Conditionnement	10 gels/boîte	5 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte
Référence	**039090**	**039091**	**039092**	**039093**	**039094**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

