Tampons

Acide borique

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091516	Acide borique BM	1 kg	NC -

TRIS

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091572B	TRIS BM	1 kg	NC -

Sel disodique dihydraté EDTA


Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091524	EDTA sel disodique BM	500 g	NC -

Acide éthylenediaminetetraacetique

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
348307	Acide éthylenediaminetetraacetique sel disodique 0,05 M	1000 ml	NC -

Accessoires

Pointes d'aspiration de bandes de gel d'électrophorèse



- Plus besoin de scalpel, travail à une main
- Autoclavables
- Appuyer sur le bouton pour faire descendre le gel et la pointe
- Evitent les contaminations croisées
- Compatibles avec toutes les pipettes type 1000 µl (Eppendorf, Gilson)

DNase RNase

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ sachet	CHF/ sachet
999068	4 x 1	250	NC -
999070	6,5 x 1	250	NC -

Scalpel pour gels d'agarose



- Pour sélectionner et sectionner les bandes d'ADN ou d'ARN sur les gels d'agarose
- En polystyrène à usage unique
- Evite d'endommager les écrans des transilluminateurs
- L x l : 154 x 13 mm
- Emballés en sachets de 10

Référence	Désignation	CHF les 10
086667B	Scalpel pour gels d'agarose	NC -



Visualisez tous vos gels sans UV : Mini-transilluminateurs, tablettes à LED, transilluminateurs à LED et analyseurs d'images : voir pages 184 à 190.

