Protéase inhibitor mix

- Cocktail d'inhibiteur recommandé pour la préparation d'échantillons, analysés en 2-D
- Inhibition de 95 % de l'activité protéase
- Ne contient pas d'ETDA

Référence	Désignation	CHF
80-6501-23	PROTEASE INHIBITOR MIX 1 ml	NC -

Nucléase mix

- Recommandé pour les échantillons analysés en 2-D ou en IEF
- Ne contient pas d'ETDA
- Conditionnement de 0,5 ml, prêt à l'emploi

Référence	Désignation	CHF
80-6501-42	NUCLEASE MIX	NC -

Protéines / Préparation d'échantillons / réactifs associés

Le dithiothréitol est un antioxydant largement répandu à basses concentrations pour stabiliser des enzymes et d'autres protéines contenant les groupes sulfhydriliques libres. À concentration élevée, il réduit les ponts disulfure des polypeptides et facilite la dénaturation de protéine par des détergents ou des agents chaotropiques.

D,L - Dithiothréitol

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
348446	Dithiothréitol BM	5 g	NC -

Dodécyl sulfate de sodium (SDS)

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091564	SDS 20 % BM	1 l	NC -

