
Protéines / Préparation d'échantillons / kits

Kit 2-D Quant

cytiva

- Kit développé pour la détermination de quantité de protéines à partir de gels d'électrophorèse
- Valable pour des échantillons de 1 à 50 µl
- Mesure de quantité de protéine de 0 à 50 µg
- Kit pour 500 analyses
- Procédure réalisée en 1 H.



Référence	Désignation	CHF
80-6483-56	2-D QUANT KIT	NC -

Kit SDS-PAGE Clean-up

cytiva

- Préparation des échantillons pour la technique de SDS-PAGE
- Elimine la présence de sels et optimise la concentration des protéines par co-précipitation
- Valable pour des échantillons de 1 à 100 µl
- Kit pour 50 échantillons de vol. inf. à 100 µl
- Procédure réalisée en 2 heures




Référence	Désignation	CHF
80-6484-70	SDS-PAGE CLEAN-UP KIT	NC -

Kit Mini Dialysis

cytiva

- Développé pour la dialyse de petits volumes d'échantillons
- Volume de dialyse jusqu'à 2 ml
- Chaque kit contient 50 tubes



Référence	Désignation	CHF
80-6483-75	MINI DIALYSIS KIT 1 KDA 250 µl	NC -
80-6483-94	MINI DIALYSIS KIT 1 KDA 2 ml	NC -
80-6484-13	MINI DIALYSIS KIT 8 KDA 250 µl	NC -
80-6484-32	MINI DIALYSIS KIT 8 KDA 2 ml	NC -

Protéines / Préparation d'échantillons / dessalage

Colonnes de dessalage Cytiva

cytiva

Applications

- Echange de tampon et dessalage
- Nettoyage d'échantillons de protéines, peptides, sucres, et autres biomolécules
- Les petites molécules telles que les sels, ou autres marqueurs non incorporés, sont séparés des substances d'intérêt à haut poids moléculaire

Méthode

- Filtration sur gel avec une séparation selon le poids moléculaire
- Milieu Sephadex™ G-25, limite d'exclusion : › 5000 Mr
- Milieu Sephadex™ G-10, limite d'exclusion : › 700 Mr



Référence	Désignation	Format	Gel	Volume d'échantillon	Cdt	CHF
28-9180-08	PD MidiTrap G-25	Colonne	Sephadex G25	0,5 à 1 ml par gravité - 0,75 à 1 ml par centrifugation	50	NC -
28-9180-07	PD MiniTrap G-25	Colonne	Sephadex G25	0,1 à 0,5 ml par gravité - 0,2 à 0,5 ml par centrifugation	50	NC -
17-0851-01	Colonnes PD 10	Colonne	Sephadex G25	1 à 2,5 ml par gravité - 1,75 à 2,5 ml par centrifugation	30	NC -
28-9180-04	PD SpinTrap G-25	Tube de microcentrifugat°	Sephadex G25	70 à 130 µl	50	NC -
28-9180-06	PD MultiTrap G-25	Plaque 96 puits	Sephadex G25	70 à 130 µl	4 plaques	NC -
28-9180-11	PD MidiTrap G-10	Colonne	Sephadex G10	400 à 1000 µl	50	NC -
28-9180-10	PD MiniTrap G-10	Colonne	Sephadex G10	100 à 300 µl	50	NC -
28-9232-45	PD-10 Spin Adapter	Adaptateur pr centrifugat°	-	-	10	NC -
28-9232-44	MidiSpin Adapter	Adaptateur pr centrifugat°	-	-	10	NC -
28-9232-43	MiniSpin Adapter	Adaptateur pr centrifugat°	-	-	10	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com