Protéines /Enrichissement de protéines / Protéines non marquées

Cytiva SpinTrap™ et MultiTrap™ enrichissement protéique par immuno précipitation

cytiva



MultiTrap

Colonnes intégrant des ligands immobilisés.

- **Augmentation du signal de la protéine d'intérêt**
- **Facilite les analyses**
- **Gain de temps et résultats plus concluants**

2 formats :

- SpinTrap : tubes de centrifugation ;
- MultiTrap : format 96 puits.

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
28-9031-32	Protéine A HP SpinTrap	16 colonnes	NC -
28-9031-33	Protéine A HP MultiTrap	4 plaques	NC -
28-9031-34	Protéine G HP SpinTrap	16 colonnes	NC -
28-9135-67	Protéine A G HP SpinTrap Buffer kit	1 kit (16 réactions)	NC -
28-9031-35	Protéine G HP MultiTrap	4 plaques	NC -
28-9031-31	Streptavidine HP MultiTrap	4 plaques	NC -

SpinTrap



Protéines /Enrichissement de protéines / Protéines non marquées

cytiva

Mag Sepharose™ Cytiva



Billes magnétiques pour une manipulation plus facile lors de l'enrichissement de peptides ou protéines cibles.
Les protéines cibles sont capturées par immunoprécipitations. La collecte des billes est effectuée à l'aide d'un système magnétique,le Mag Rack, de façon rapide et visuellement contrôlable. 6 échantillons peuvent être traités en parallèle.

- **Protein A et G Mag Sepharose™ : pour un couplage avec un anticorps monoclonal ou polyclonal pour des expérimentations d'immunoprécipitation**
- **NHS Mag Sepharose™ : pour un couplage de toute protéine ou biomolécule contenant un groupement amine libre**
- **TiO_2 Mag Sepharose™ : pour l'enrichissement de peptides phosphorylés (affinité). Protocole rapide : 6 échantillons traités en moins d'une heure**

Référence	Désignation	Nbre max. d'échantillons traités	CHF
28-9440-06	Protéine A Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	NC -
28-9513-78	Protéine A Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	NC -
28-9670-56	Protéine A Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml	-	NC -
28-9670-62	Protéine A Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml	-	NC -
28-9440-08	Protéine G Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	NC -
28-9513-79	Protéine G Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	NC -
28-9670-66	Protéine G Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml	-	NC -
28-9670-70	Protéine G Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml	-	NC -
17-3712-20	His Mag Sepharose excel 2 x 1 ml	-	NC -
17-3712-21	His Mag Sepharose excel 5 x 1 ml	-	NC -
17-3712-22	His Mag Sepharose excel 10 x 1 ml	-	NC -
28-9673-88	His Mag Sepharose Ni 2 x 1 ml	-	NC -
28-9673-90	His Mag Sepharose Ni 5 x 1 ml	-	NC -
28-9440-09	NHS Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	NC -
28-9513-80	NHS Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	NC -
28-9489-64	Mag Rack 6	-	NC -
28-9857-38	Streptavidine Mag Sepharose 2 x 1 ml	-	NC -
28-9857-99	Streptavidine Mag Sepharose 5 x 1 ml	-	NC -







Nous consulter pour d'autres conditionnements