Protéines / Chromatographie / Size Exclusion Chromatography

Colonne de chromatographie Superdex

Référence	Désignation	CHF
28-9909-44	Superdex 200 Increase 10/300 GL	NC -
28-9909-45	Superdex 200 Increase 5/150 GL	NC -
28-9909-46	Superdex 200 Increase 3,2/300 GL	NC -
29-1487-21	Superdex 75 Increase 10/300 GL	NC -
29-1487-22	Superdex 75 Increase 5/150 GL	NC -
29-1487-23	Superdex 75 Increase 3,2/300 GL	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver la note d'application

Superdex 200 Increase 10/300 GL : pour des purifications préparatives (volume de l'ordre du ml) et pour l'analyse et la caractérisation des protéines ayant un poids moléculaire entre 10000 et 600000 (comme les anticorps).
Superdex 200 Increase 3,2/300 : pour des purifications préparatives de très faible volume (µl) et pour l'analyse et la caractérisation des protéines ayant un poids moléculaire entre 10000 et 600000 (comme les anticorps).
Superdex 200 Increase 5/150 GL pour un contrôle rapide de la pureté et le «screening» par taille des protéines.
Superdex 75 Increase améliore la résolution pour les protéines de poids moléculaire inférieur ou égal à 44 000.

Protéines / Chromatographie / Protéines marqués / > immobilisation ligand, purification anticorps, autre colonnes, échange d'ions, kits

Kit de sélection IEX HiTrap™ Capto



Kit contenant 5 colonnes HiTrap™ Capto, couplées à différents ligands chargés :

- HiTrap™ Capto Q : échangeur d'anions forts
- HiTrap™ Capto DEAE : échangeur d'anions faibles
- HiTrap™ Capto S : échangeur de cations forts
- HiTrap™ Capto MMC : échangeur de cations multimodal, fonctionne à haute et basse force ionique
- HiTrap™ Capto Adhere : échangeur de cations multimodal principalement conçu pour la purification post-protéine A d'anticorps monoclonaux

➤ **Pour une sélection rapide de la résine de chromatographie échangeuse d'ions la plus adaptée aux conditions de purification**
➤ **Utilisable avec une seringue, une pompe péristaltique ou sur un système ÄKTA**
➤ **Livré avec connecteurs**

Référence	Désignation	CHF
28-9343-88	Kit de sélection IEX HiTrap Capto	NC -

Colonnes Superose 6 Increase



➤ **Séparation rapide et analyse de protéines et autres biomolécules par chromatographie d'exclusion**
➤ **Purification de complexes protéiques, protéines membranaires et autres macromolécules**
➤ **Screening des poids moléculaires d'une solution inconnue**
➤ **Idéale pour des applications préparatives et analytiques, en particulier pour de grosses protéines et complexes protéiques**
➤ **Résistent à des nettoyages répétés à pH élevé : longue durée de vie et résultats reproductibles**

Type	10/300 GL	50/150 GL	3,2/300 GL
Référence	29-0915-96	29-0915-97	29-0915-98
CHF	NC -	NC -	NC -

Electrophorèse de protéines

Echelle de poids moléculaire (ladder)


Low RNG mol wt marker rainbow

➤ **RPN755 E : protéines de 3,5 à 38 kDa, utilise 7 protéines et 5 couleurs différentes, suffisant pour 50 mini gels. Transférable sur membranes**
➤ **17-0446-01 : protéines de 14,4 à 97 kDa, bande visualisable par coloration au bleu de coomassie ou au nitrate d'argent. Quantité suffisante pour 10 utilisations**



Référence	Désignation	CHF
RPN755E	LOW RNG MOL WT MARKER RAINBOW	NC -
17-0446-01	CALIBRATION KIT LMW FOR ELECTROPH.	NC -

ECL DualVue western markers



➤ **Pour protéines de 15 à 150 kDa, mélange de 3 marqueurs colorés à 15 ; 16 et 100 kDa, utilisable pour détection sur gel et membranes, quantité suffisante pour 25 gels standards**

Référence	Désignation	CHF
RPN810	ECL dualvue western markerS	NC -