
Electrophorèse de protéines

Marqueurs de protéines pré-colorés MARKER VI de 10 à 245 kDA

- 12 bandes de marqueurs de 10 à 245 kDa
- Les protéines sont couplées soit avec un chromophore vert à 25kDa, soit rouge à 75kDa
- Pour gel selon la technique de séparation en gel SDS-PAGE (Laemmli)
- Livrés dans un tampon de charge prêt à l'emploi
- Durée de vie : 3 mois à 2 - 8 °C et 24 mois à - 20 °C
- Volume total : 500 µl
- Utiliser de 3 à 5 µl pour les mini-gels ou 1,5 à 2,5 µl pour les transferts en western ; et plus pour les gels d'épaisseur supérieure à 1,5 mm



PanReac AppliChem ITW Reagents



Référence	Désignation	CHF
670921	Marqueurs de protéines pré-colorés 500 µl	NC -

Marqueurs High RNG mol wt marker Rainbow

cytiva

Référence	Désignation	CHF
RPN756E	High rng mol wt marker rainbow	NC -
17-0615-01	Hmw sds calibration kit	NC -


- RPN756 E : protéines de 12 à 225 kDa, utilise 8 protéines et 6 couleurs différentes, suffisant pour 50 mini gels. Transférable sur membranes
- 17-0615-01 : protéines de 53 à 220 kDa, bande visualisable par coloration au bleu de coomassie ou au nitrate d'argent. Quantité suffisante pour 10 utilisations

Marqueurs de poids moléculaire Rainbow

- 10 protéines séparées de 6 couleurs différentes (12 KDa à 225 KDa)
- 250 µl (équivalent à l'utilisdation pour 50 mini gels)
- Transférable sur membranes



cytiva



Référence	Désignation	CHF
RPN800E	Marqueurs de poids moléculaire Rainbow	NC -

Marqueurs de poids moléculaire : Amersham ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™ Markers

- Optimisés pour une utilisation avec les systèmes de détection ECL Plex
- Les bandes sont visibles sur les gels et les membranes, mais aussi sur les images fluorescentes utilisant les Cy3 et Cy5
- Pour protéines de 12 à 225 kDa
- Adaptés à la détection en multiplex
- RNP 850 E : pour 12 mini gels / RPN 851E : pour 50 mini gels

cytiva



Réf.	Désignation	CHF
RPN850E	Marqueur de poids moléculaire fluorescent ECL PLEX rainbow 120 µl	NC -
RPN851E	Marqueur de poids moléculaire fluorescent ECL PLEX rainbow 500 µl	NC -

Barrette de 8 aliquots de ladder de protéine

Référence	Désignation	CHF
813008	Barrette de 8 aliquots de ladders de protéines x 5	NC -

- Présenté sous format prêt à l'emploi
- Chaque aliquot consiste en une tige recouverte d'une membrane contenant le ladder
- L' introduction de la tige dans le puits se poursuit par l'élution du ladder dans le gel
- Utilisable pour des gels de 1 mm d'épaisseur avec des puits de 4 mm de large et des protéines de 10 à 210 kDa
- Stockage à l'abri de la lumière à + 4 °C ou - 20 °C pendant 5 mois



Kit de calibration HMW

cytiva

Référence	Désignation	CHF
17-0445-01	Kit de calibration HMW	NC -

- Protéines de 66 à 669 kDa, bande visualisable par coloration au bleu de coomassie ou au nitrate d'argent. Quantité suffisante pour 10 utilisations



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com