Colorant et décoloration

Coloration au bleu de Coomassie colloïdal Quick Coomassie stain

- Coloration rapide et en une seule étape des protéines sur gel de polyacrylamide
- Très faible bruit de fond, large gamme linéaire pour une quantification précise des protéines
- Visualisation des protéines minoritaires, jusqu'à 5 ng
- Sans solvant organique, ni acide phosphorique
- Peut être utilisé jusqu'à trois fois
- Solution stable un an à température ambiante

Référence	Désignation	CHF
115848	Solution de coloration Quick Coomassie stain	NC -

Tampon de charge

Glycérol stérile

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091535	Glycérol stérile	250 ml	NC -

Colorant et décoloration

Sachet de décoloration



- Pour l'élimination rapide des colorants dans les solutions de coloration pour gels
- A base de charbon activé, pour l'absorption de colorants tels que le bleu de Coomassie, ou le bromure d'éthidium
- Agiter doucement pour une meilleure efficacité
- Capacité maximale d'adsorption : 5 mg d'éthidium
- En 12 heures, un sachet élimine 99 % d'un colorant concentré à 0,5 µg/ml

Référence	Désignation	CHF les 25
4905007	Sachet de décoloration	NC -

Préparation de gel d'acrylamide et d'agarose

Solution d'acrylamide, bis-acrylamide, Persulfate d'amonium,Tween, et TEMED

Référence	Désignation	CHF
091508	Acrylamide/Bis-acrylamide 19:1, 1 l	NC -
348860	Acrylamide/Bis-acrylamide 37.5:1, 500 ml	NC -
091512	Acrylamide/Bis-acrylamide 2%, 250 ml	NC -

Référence	Désignation	CHF
348387	APS (Persulfate d'ammonium) 100 g	NC -
348637	Tween 20 grade biologie moléculaire 500 ml	NC -

Agaroses compatibles avec l'électrophorèse de protéine



Agarose de faible électroendosmose

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
777001	Agarose D1 faible EEO	100 g	NC -
777002	Agarose D1 faible EEO	250 g	NC -
777003	Agarose D1 faible EEO	500 g	NC -
777004	Agarose D1 faible EEO	1 Kg	NC -

Agarose de moyenne électroendosmose

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
777008	Agarose D1 moyen EEO	100 g	NC -
777009	Agarose D1 moyen EEO	250 g	NC -
777010	Agarose D1 moyen EEO	500 g	NC -
777011	Agarose D1 moyen EEO	1 Kg	NC -

Agarose de qualité génétique testée

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
777005	Agarose D1 faible EEO QGT	100 g	NC -
777006	Agarose D1 faible EEO QGT	250 g	NC -
777007	Agarose D1 faible EEO QGT	500 g	NC -

Electroendosmose élevée

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
777012	Agarose D1 élevé EEO	100 g	NC -
777013	Agarose D1 élevé EEO	250 g	NC -
777014	Agarose D1 élevé EEO	500 g	NC -
777015	Agarose D1 élevé EEO	1 Kg	NC -