Tampons

Tampons en poudre ClearLine® pour électrophorèse de protéines

NOUVEAU



Rapide et simple d'utilisation.

- **1 sachet permet de réaliser 1 litre de tampon 1X**
- **Aucun ajustement du pH nécessaire**
- **Tampon MES-SDS : idéal pour les protéines de faible poids moléculaire**
- **Tampon MOPS-SDS : idéal pour les protéines de poids moléculaire important**

Référence	Désignation	Composition	pH	Unités/ carton	CHF/ carton
257084	Tampon TGS (Tris-Glycine-SDS)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0,1 % SDS	8,1 - 8,5	50	**NC -**
257085	Tampon MES-SDS	50 mM Tris, 50 mM MES, 0,1% SDS, 1 mM EDTA	6,8 - 7,2	50	**NC -**
257086	Tampon MOPS-SDS	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 0,1% SDS, 1 mM EDTA	7,5-7,9	50	**NC -**
257087	Tampon PBS	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM phosphate	7,2 - 7,6	100	**NC -**
257088	Tampon PBS-Tween	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM phosphate, 0,05 % Tween-20	7,2 - 7,6	100	**NC -**
257089	Tampon TBS	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 50 mM Tris	7,25 - 7,55	100	**NC -**
257090	Tampon TBS-Tween	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 50 mM Tris, 0,1 % Tween-20	7,25 - 7,55	100	**NC -**

Tampon pour électrophorèse de protéines et blotting

Sachet poudre Tampon

Pour un gain de place maximal. A dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir la concentration finale indiquée.

Référence	Tampon (poudre)	Quantité finale	Composition	CHF le sachet
4905001	TBE 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentrationf 1 x	1 x contenu : 89 mM Tris, 89 mM borate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	**NC -**
4905002	TG-SDS 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0,1 % SDS, pH 8,3 - 8,7	**NC -**
4905003	TG 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 25 mM Tris, 192 mM glycine, pH 8,3 - 8,7	**NC -**
4905004	PBS 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM phosphate Tampon, pH 7,3-7,5	**NC -**
4905005	SSC 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 150 mM NaCl, 15 mM sodium citrate, pH 7,8 - 8,1	**NC -**

Tampons d'électrophorèse en solution

Référence	Désignation	CHF
348327	TGS 10X, grade Biochimie, 1 l	**NC -**
523250	Tris Glycine-SDS 10X, 500 ml	**NC -**

Tampons d'hybridation

Référence	Désignation	CHF
091568B	SSC 20X, grade BM, 1 l	**NC -**

Tampons de lavage

Référence	Désignation	CHF
702678	TBS 10X pH 7.4, grade BM, 6 x 1 l	**NC -**

Tampons lyophilisés

Référence	Désignation	CHF
4905001	TBE 10X pour préparation de 10 l	**NC -**
4905002	TGS 10X pour préparation de 10 l	**NC -**
4905001	TBE 10X pour préparation de 10 l	**NC -**
4905002	TGS 10X pour préparation de 10 l	**NC -**
4905005	SSC 10X pour préparation de 10 l	**NC -**

Acide borique

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091516	Acide borique BM	1 kg	**NC -**

TRIS

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091572B	TRIS BM	1 kg	**NC -**