
Détection et bloquage

Réactifs de blocage BLOCK pour la détection par chimiluminescence ou fluorescence

L'utilisation d'un tampon de blocage synthétique permet de réduire les réactions croisées et le bruit de fond, en particulier pour les protéines peu abondantes.

- **Tampon de blocage Bløk prêts à l'emploi, sans protéines**
- **Stables à température ambiante**
- **Disponible en versions optimisées pour étudier la phosphorylation des protéines ou travailler en détection fluorescente**
- **Compatible avec une coloration après l'immunodétection**





Référence	Type	CHF les 500 ml
053731	Réactif CH sans bruit de fond pour la détection par chimiluminescence	NC -
053732	Réactif FL sans bruit de fond pour la détection par fluorescence	NC -
053733	Réactif PO sans bruit de fond pour la détection des phosphoproteines par chimiluminescence ou fluorescence	NC -

ECL blocking agent

cytiva

- **Agent de blocage compatible avec réactifs ECL**
- **A utiliser sur membranes de PVDF ou nitrocellulose**

Référence	Désignation	CHF
RPN2125	ECL BLOCKING AGENT - 40 g	NC -

ECL Prime blocking réactif

cytiva

- **Agent de blocage compatible avec réactifs de détection ECL Prime et ECL Plex**

Référence	Désignation	CHF
RPN418	ECL Prime blocking réactif 40 g	NC -

Blotting d'acides nucléiques

Système de transfert rapide pour Southern et Northern blot : TurboBlotter

- **Kit pour le transfert rapide avec une forte résolution de l'ADN et de l'ARN**
- **Rapide : transfert du haut vers le bas en une heure avec des tampons alcalins et en trois heures avec des tampons neutres (SSC)**
- **Economique : le support de tampon utilise moins de tampon et de papier de blotting**
- **Facile à utiliser, ne nécessite ni source de vide, ni source d'électricité**

Référence	Désignation	Dim. (mm)	Dim. syst. transfert	CHF
034800	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	100 x 150	12 x 16 cm	NC -
034801	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	100 x 150	12 x 16 cm	NC -
034802	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	110 x 140	12 x 16 cm	NC -
034803	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	110 x 140	12 x 16 cm	NC -
034807	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 150	21 x 26 cm	NC -
034808	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 200	21 x 26 cm	NC -
034809	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 200	21 x 26 cm	NC -
034812	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	NC -
034813	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	NC -
034814	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	70 x 100	12 x 16 cm	NC -

- **Système utilisant la gravité en plus de la capillarité**
- **Compact : unité de petit format et empilable**

Chaque kit TurboBlotter comprend :
- 1 système de transfert ;
- membranes et papiers nécessaires pour 5 transferts.

Chaque recharge TurboBlotter comprend les membranes et papiers nécessaires pour 5 transferts.

