Accessoires

Bacs en verre Pyrex pour gels

- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Idéal pour les gels d'électrophorèse
- Peuvent être autoclavés ou utilisés dans un micro-ondes



Référence	Capacité (ml)	L x l x h (mm)	CHF
212561A	1500	228 x 215 x 60	**NC -**
212560A	1750	262 x 199 x 57	**NC -**
212562A	2200	312 x 232 x 55	**NC -**
212563A	3500	366 x 266 x 55	**NC -**

Réservoirs d'incubation pour membranes de blotting



- Plateaux d'incubation pour membranes de blotting
- Pour Western blots
- Moulés en polypropylène autoclavable
- Empilables
- La référence 086671 est encliquetable et utilisable par 5 ou à l'unité

Référence	Modèle	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
086671	-	16 x 115	5	**NC -**
086672	Midi	90 x 90	5	**NC -**
086673	Macro	165 x 165	5	**NC -**

Boîtes noires pour Western blot

- Opaques, en polystyrène
- Protègent les échantillons sensibles à la lumière
- Le couvercle permet de réduire l'évaporation



Référence boîtes avec couvercle à charnière	Dimensions L x l x h (mm)	Volume min. (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
062668	89 x 65 x 25	4	5	**NC -**
062669	117 x 89 x 28	6	5	**NC -**
062670	114 x 114 x 32	7	5	**NC -**
Référence boîtes avec couvercle amovible	**Dimensions L x l x h (mm)**	**Volume min. (ml)**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
062671	86 x 86 x 28	5	10	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com