Microtubes PCR 0,2 ml Mµlti

- Microtube à capuchon dôme ou capuchon plat
- Paroi fine pour un transfert de chaleur optimal et uniforme
- Polypropylène vierge très transparent
- Convient à tous les thermocycleurs

DNase RNase

Référence	Volume (ml)	Capuchon	Unités/ carton	CHF/ carton
023190	0,2	Dôme	500 x 10	NC -
023190A	0,2	Dôme	500	NC -
016950	0,2	Plat	1000 x 10	NC -
016950A	0,2	Plat	1000	NC -




Microtubes individuels pour PCR et QPCR E.U.

E.U. pour "Extremely Uniform"

- Paroi des tubes : 0,25 mm
- Taux d'évaporation entre 2 et 3 % (réduite grâce à l'homogénéité de la paroi)
- Tous les tubes sont utilisables en PCR à temps réel
- Languette d'aide à l'ouverture sur le capuchon évitant de toucher l'intérieur du capuchon sur les tubes de la série 038301

Pyro-gènes · Endo-toxines · DNase RNase · ADN humain



Tubes E.U. 0,2 ml capuchon plat

Coloris	Naturel	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Violet	Blanc	Naturel stérile
Référence	038330	038331	038332	038333	038435	038335	038437	038720	038338*
CHF les 1000	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Paroi fine

Tubes E.U. 0,2 ml capuchon dôme avec languettes

Coloris	Naturel	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Violet	Ambré	Naturel stérile
Référence	038301	038302	038303	038304	038305	038306	038307	038308	038325
CHF les 1000	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Microtubes individuels pour PCR 0,2 ml et 0,5 ml ABgene®

thermo scientific

- Parois fines pour un transfert thermique optimal et uniforme
- Polypropylène vierge
- Individuels avec bouchon en dôme ou plat
- Très transparents
- Système de fermeture sécurisé
- 7 coloris disponibles pour l'identification de différentes séries

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines





Microtube 0,2 ml avec bouchon plat

Naturel	Jaune	Rouge	Violet	Vert	Bleu	CHF les 1000	Assortis	CHF les 1000
016139	016128	016141	016142	016143	016144	NC -	016146	NC -

Microtube 0,5 ml avec bouchon plat

Naturel	Assortis*	CHF les 1000	Naturel stérile	CHF les 1000
016155	016162	NC -	016428	NC -

* Vert, rouge, jaune, bleu, transparent



Pour vos travaux à température réfrigérée sur paillasse : choisissez un portoir réfrigérant pour microtubes. Chapitre "Tubes"

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com