Microtubes PCR 0,2 ml PCR et 0,5 ml Treff

- En polypropylène de haute pureté
- Parois ultrafines pour un transfert de chaleur rapide
- Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1
- Sans additif
- Autoclavables

	Naturel	Rose	Jaune	Vert	Bleu
Microtubes PCR individuels 0,2 ml	034038B*	034039	034040	034041	034042
CHF les 500	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Microtubes PCR individuels 0,5 ml	034045*	-	-	-	-
CHF les 500	NC -	-	-	-	-



Barrettes de tubes PCR ClearLine®

- Faciles à découper en tubes individuels
- Paroi extra-fine
- Volume total : 0,2 ml
- Barrettes de capuchon compatibles avec les plaques PCR ClearLine®

NOUVEAU

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
257052	Barrette de 8 tubes PCR	250 x 8	NC -
257051	Barrette de 8 capuchons plats optiques	250 x 8	NC -
257046	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon dômé	250 x 8	NC -
257054	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon plat	250 x 8	NC -
257053	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon plat	10 x 250 x 8	NC -



Microtubes PCR et qPCR Sapphire Greiner Bio-One

- Polypropylène de qualité médicale sans additifs
- Totale compatibilité avec tous thermocycleurs
- Paroi fine pour un meilleur transfert de température
- Tubes avec bouchon plat ultratransparent = qPCR et rt-qPCR

Référence	Coloris	Volume (µl)	Bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
671201	Naturel	0,2	Bombé, attenant	1000	1000	NC -
683201	Naturel	0,2	Plat, attenant	1000	1000	NC -
684201	Naturel	0,2	Sans bouchon	1000	1000	NC -
682201	Naturel	0,5	Plat, attenant	1000	1000	NC -



ASTUCE

Ces tubes sont aussi disponibles en coloris rouge, vert, jaune, bleu et violet : nous consulter

Microtubes PCR et qPCR 0,1 et 0,2 ml

- Ecran de protection prévenant de tout contact manuel avec l'intérieur du capuchon
- Charnière de fermeture auto-blocante à un angle de 90 °
- Qualité PCR Clean

Référence	Vol. utile (ml)	Caractéristiques	Unités/ carton	CHF/ carton
033515	0,2	Individuels	1000	NC -
933932	0,2	Individuels Forensic DNA	500	NC -
033517	0,2	Barrette de 8	120 x 8	NC -
035630	0,1	Barrette de 8	120 x 8	NC -
035631	0,1	Avec bouchons bombés en barrette de 8	120 x 8	NC -
035632	0,1	Avec bouchons plats en barrette de 8	120 x 8	NC -



Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
033518	Plateau de chargement pour 96 microtubes	10	NC -
033519	Cadre pour plaque PCR	5	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com