Microtube PCR 0,65 ml Mµlti



- A paroi fine
- Volume utile : 0,5 ml
- Volume total : 0,65 ml

DNase RNase

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
015160A	Microtubes PCR 0,65 ml	1000	NC -

Microtube PCR 0,5 ml



- Haute transparence
- Spécialement destiné aux applications PCR
- Centrifugeable jusqu'à 10 000 g
- Paroi fine
- Non gradué
- Non stérile

DNase RNase

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
033520	Microtubes PCR 0,5 ml	500	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide des niveaux de pureté Eppendorf

Barrettes de 8 microtubes Fast PCR



- Microtubes 0,1 ml composés de polyéthylène (USP), pour PCR et qPCR
- Compatibles avec les protocoles de Fast PCR
- Transfert thermique supérieur ou plus rapide par comparaison aux tubes à paroi fine en polypropylène : augmentation du rendement de PCR (en protocole Fast PCR)
- Compatible avec la majorité des thermocycleurs avec bloc pour tubes 0,1 ml

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	CHF
934222	Barrette de 8 microtubes Fast PCR sans capuchon	10 x 12	NC -
934223	Barrette de 8 microtubes Fast PCR avec barrette de 8 capuchons plats	10 x 12	NC -
934224	Barrette de 8 microtubes Fast PCR avec barrette de 8 capuchons dômes	10 x 12	NC -

