
Microtubes 0,2 ml en barrettes ABgene®

Microtubes en barrette de 8 ou 12 pour toutes marques de thermocycleurs. “Low Profile” : la réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite ainsi l’évaporation. Pour les petits volumes inférieurs à 20 µl.

- **Sécables en tubes individuels**
- **Parois fines**
- **Polypropylène vierge**
- **Capuchon plat : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage**
- **Capuchons plats haute transparence Ultra-Clear pour QPCR**
- **Coloris assortis: naturel, jaune, rouge, vert, bleu**

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines







Microtubes en barrette de 8

	Barrette microtubes standard		Barrette microtubes Low Profile	
Unité d'emballage	250 x 8	12 x 8	250 x 8	12 x 8
Unités/carton	250 x 8	120 x 8	250 x 8	120 x 8
8 microtubes + cap. dôme naturel	**016000***	**016303**	**017868**	**016514**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
8 microtubes + cap. dôme coloris assortis	**016000F**	**-**	**016166**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
8 microtubes + cap. plat naturel	**016561**	**-**	**017239**	**016389**
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**
8 microtubes + cap. plat coloris assortis	**017867**	**-**	**016517**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
8 microtubes + cap. plat Ultra-Clear	**-**	**016562**	**017802**	**-**
CHF/carton	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**
8 microtubes sans capuchon	**016001***	**016164**	**-**	**016167**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	-	**NC -**

* Disponible également en bleu. Ajouter le suffixe B à la référence

Microtubes en barrette de 12

	Barrette microtubes standard	Barrette microtubes Low Profile
Unité d'emballage	8 x 12	8 x 12
Unités/carton	80 x 12	80 x 12
12 microtubes + capuchon dôme	**016512**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**-**
12 microtubes + capuchon plat	**016513**	**016518**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**
12 microtubes sans capuchon	**016511**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**-**

Capuchons seuls en barrette

	Barrette 8 capuchons			Barrette 12 capuchons	
Unité d'emballage	250 x 8	12 x 8	12 x 8	8 x 12	8 x 12
Unités/carton	250 x 8	120 x 8	300 x 8	200 x 12	80 x 12
Barrette capuchons dôme naturel	**016002***	**-**	**016447**	**016521**	**016174**
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Barrette capuchons plats naturel	**016169**	**016170**	**016519**	**016520**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Barrette capuchon plat Ultra-Clear	**-**	**016175**	**-**	**-**	**-**
CHF/carton	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**

* Disponible également en couleur.
Ajouter le suffixe suivant à la référence: V=vert, J=jaune, R=rouge, B=bleu.

Microtubes blancs 0,2 ml en barrettes pour PCR quantitative

Barrettes blanches en polypropylène, compatibles avec tous les appareils de PCR quantitative utilisant des barrettes 0,2 ml (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, Stratagene, etc.).

- **Offrent une meilleure réflexion du signal pour une reproductibilité et une sensibilité accrue**
- **Capuchons ultra-transparents pour un transfert de fluorescence optimal**
- **Reproductibilité puits à puits supérieure**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
017218	Barrettes 8 microtubes blancs opaques sans capuchon*	120	**NC -**
017803	Barrettes 8 microtubes blancs opaques avec capuchon*	250	**NC -**
016626	Barrettes 8 microtubes blancs opaques avec capuchon	120	**NC -**

* Low Profile



DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com