Microtubes en barrettes pour PCR et QPCR E.U.


Barrettes 8 tubes forme haute

DNase RNase

- **Série 038611 : combine les avantages de la paroi "EU" avec la forme des tubes PCR classiques**
- **Série 038622 : avec zone dépolie de marquage à chaque extrémité de la barrette**
- **Utilisables dans pratiquement tous les appareils PCR**
- **A utiliser avec les barrettes EU à capuchon plat (série 038725B) ou les capuchons EU optique à demi-dôme (série 038636) - voir ci-dessous**
- **Les barrettes se montent dans le système de matrice 038718 pour transporter 96 tubes format microplaques en une fois**

Type	Forme haute classique 0,2 ml	Forme haute + zone marquage	Forme basse + zone marquage	Forme basse haute résistance
Naturel	038611	038622	038309B	038789
Rouge	038612	038623	-	-
Bleu	038613	038624	-	-
Vert	038614	-	-	-
Jaune	038615	-	-	-
Orange	038616	038627	-	-
Violet	038617	-	-	-
Ambré	038618	038629	-	-
Blanc	038619	-	041388*	-
Noir	038620	-	-	-
Unité d'emb.	120 x 8	120 x 8	120 x 8	120 x 8
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Naturel stérile	038621	038632	-	-
Unité d'emb.	120 x 8	120 x 8	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**

E.U. pour "Extremely uniform". Mêmes caractéristiques générales que les microtubes E.U. individuels pour PCR et QPCR (voir page 275).



* Unité d'emb. : 120 x 15

Barrettes 8 tubes forme basse

- **Utilisables dans la plupart des appareils PCR standard ou pour PCR en temps réel avec couvercle à hauteur ajustable**
- **Avec zone dépolie de marquage à chaque extrémité de la barrette**
- **Les barrettes se montent dans le système de matrice 038718 pour transporter 96 tubes format microplaques en une fois**
- **A utiliser avec les barrettes EU à capuchon plat (série 038725B) ou les capuchons EU optique à demi-dôme (série 038633)**



Support matrice E.U.


Référence	Désignation	CHF
038718	Support matrice E.U. pour tubes/barrette PCR	NC -

Barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml E.U

- **Faible évaporation**
- **Extra robuste, pas de risques de déformation**
- **Compatibles avec la plupart des appareils PCR et QPCR dont ABI 7300 et ABI 7500**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
038795	Barrette de 8 tubes 0,2 ml	120	NC -
038796	Barrette de 8 capuchons optiques plats	120	NC -
038798	Support de tubes grid naturel réutilisable	8	NC -

Composer votre propre plaque PCR en cliquant la barrette dans la grille de support.



Barrettes de capuchons optiques

Capuchons optiques plats PCR temps réel

- **S'utilisent également pour les cycles thermiques classiques**
- **Avec zone transparente comme du verre qui équivaut aux performances des adhésifs pour QPCR**
- **S'utilisent pour les barrettes de tubes à forme haute ou basse**





Capuchons optique semi-dôme

- **Les capuchons optiques semi-dôme en barrette de 8 s'utilisent pour la QPCR grâce à leur zone optiquement plate sur le haut du bouchon**
- **S'utilisent pour les barrettes de tubes à forme haute ou basse**

Type	Plat	Plat	Semi-dôme	Semi-dôme	Plat
Pour tubes	Forme basse	Forme haute	Forme basse	Forme haute	Universel
Naturel	038725B	038317B	-	-	038791
Rouge	-	-	-	038636	-
Bleu	-	-	-	038638	-
Vert	-	-	038639	038640	-
Jaune	-	-	-	038642	-
Orange	038730	038322	-	038644	-
Violet	-	-	-	038646	-
Ambré	038732	-	-	038648	-
Blanc	-	-	038649	-	-
Noir	-	-	-	-	-
Unité d'emb.	300 x 8	120 x 8	300 x 8	120 x 8	120 x 8
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Naturel stérile	038734	038327	-	038654	-
Unité d'emb.	300 x 8	120 x 8	-	120 x 8	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**



Capuchons optique plats universels

- **Pour toutes les microplaques et barrettes de tubes de la marque Bioplastics (EU)**
- **Pour applications en QPCR, stockage ou pour la PCR**
- **Les bouchons creusés dans la languette de plastique évitent les risques de toucher la partie optique du capuchon**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com