

BARRETTES MICROTUBES PCR

Tubes et barrettes PCR Ultraflux®






- Microtubes PCR en barrettes de 8 ou de 12, seul ou avec capuchon dôme ou plat
- Microtubes 0,2 ml

DNase RNase

Coloris	Barrette de 8					Barrette de 12				
	Microtubes	Microtubes et capuchons dôme	Capuchons dôme	Microtubes et capuchons plats	Capuchons plats	Microtubes	Microtubes et capuchons dôme	Capuchons dôme	Microtubes et capuchons plats	Capuchons plats
Bleu	840561	840573	840549	-	-	840567	-	840555	-	-
Vert	840562	840574	840550	-	-	840568	840579	840556	-	-
Rouge	840563	840575	840551	-	-	840569	840580	840557	-	-
Mauve	840564	840576	840552	-	-	840570	840581	840558	-	-
Jaune	840565	840577	840553	-	-	840571	-	840559	-	-
Assortis	840566	840578	840554	-	-	840572	840536A	840560	-	-
Unités/carton	125 x 8	125 x 8	125 x 8	-	-	80 x 12	80 x 12	80 x 12	-	-
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	NC -	-	-
Naturel	840543	840546	840583	840872	840542	016007	048047	016008	840873	840874
Unités/carton	125 x 8	125 x 8	125 x 8	125 x 8	125 x 8	80 x 12	800 x 12	80 x 12	80 x 12	80 x 12
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Barrettes de 8 microtubes PCR ou qPCR



385005

385007

385009

385011

- En polypropylène transparent
- Version qPCR : capuchon optique, haute sensibilité de détection
- Version capuchon à force réduite pour une fermeture sans effort des microtubes
- Disponible en version numérotée pour une une identification plus aisée

DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes

Version	Volume (ml)	Barrettes de microtubes PCR	CHF les 120	Barrettes de microtubes qPCR	CHF les 120
Classique	0,1	385005	NC -	385006	NC -
Numérotée	0,2	385007	NC -	385008	NC -
A force réduite	0,1	385009	NC -	385010	NC -
Numérotée et à force réduite	0,2	385011	NC -	385012	NC -

Barrettes de 8 capuchons pour microtubes PCR ou qPCR



DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes

- En polypropylène transparent
- Version qPCR : capuchon optique, haute sensibilité de détection
- Disponibles avec capuchon à force réduite pour une fermeture sans effort des microtubes

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
385013	Barrette 8 capuchons PCR	120 x 2	NC -
385014	Barrette 8 capuchons qPCR	120 x 2	NC -
385015	Barrette 8 capuchons PCR à force réduite	60 x 2	NC -
385016	Barrette 8 capuchons qPCR à force réduite	60 x 2	NC -

Barrettes de 8 microtubes/barrettes de 8 bouchons pour PCR et qPCR Greiner Bio-One

NOUVEAU

ADN humain · DNase RNase · Pyro-gènes



- PP de qualité médicale sans additifs
- Totale compatibilité avec tous thermocycleurs
- Paroi fine pour un meilleur transfert de température
- Tubes avec bouchon plat ultratransparent = qPCR et rt-qPCR
- Toutes les barrettes de bouchons sont compatibles avec les microplaques Sapphire et avec les barrettes de 8 mictrotubes Greiner Bio-One

Référence	Couleur	Volume (ml)	Bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Barrette de 8 microtubes						
673210	Naturel	0,2	Sans	125	1250	NC -
Barrettes de 8 bouchons						
373270	Naturel	-	Bombés	125	1250	NC -
373250	Naturel	-	Plat	125	1250	NC -