Plaque PCR FastPlate pour ABI + kit de réactifs



Plaque

- Plaque 96 puits avec marquage imprimé
- Spécialement conçue pour les thermocycleurs ABI 9800 et 7500 FAST
- Low profile très transparente
- Utilisable également sur la plupart des thermocycleurs

Réactif

- "Inferno Master Mix" spécialement conçu pour les protocoles spécifiques du ABI 9800
- Le kit comprend 2 flacons de Master Mix (1250 µl chacun) permettant de faire 250 réactions
- La formule combine une Taq et un mix de tampons

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
138800	Plaque PCR FastPlate	25 plaques	NC -
138900	Plaque PCR FastPlate	4 x 25 plaques	NC -
011670	Inferno Master Mix	2 x 1250 µl	NC -

Plaques PCR 96 et 384 puits pour Light Cycler®



- En polypropylène, coloris blanc
- Spécialement destinées au thermocycleur Light Cycler® Roche®
- A utiliser uniquement avec le film adhésif référence 136590

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
138870	Plaque PCR 96 puits pour Light Cycler®	100	NC -
138820	Plaque PCR 384 puits pour Light Cycler®	100	NC -
136590	Film adhésif pour plaque QPCR	100	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR

Plaques PCR ClearLine®

ClearLine — Notre sélection

NOUVEAU




- Plaque 96 puits
- Coloris naturel
- Index alphanumérique imprimé en noir

Inhibiteur de PCR — DNase RNase — ADN humain — Pyro-gènes

Référence	Jupe	Volume de travail	Format	Autres caractéristiques	Unités/ carton	CHF/ carton
257047	Sans jupe	200 µl	Universel	Collerette autour de chaque puits pour faciliter le scellage	100	NC -
257048	A jupe	200 µl	Universel	Low profile, compatible CFX96	100	NC -
257049	A demi-jupe	200 µl	Universel	Collerette autour de chaque puits pour faciliter le scellage	100	NC -
257050	A demi-jupe	100 µl	ABI	Fast plate, low profile, puits ultra-transparent	100	NC -

Microplaques PCR et qPCR Sapphire Greiner Bio-One



ADN humain

- Guide de compatibilité disponible + échantillons possibles pour test
- PP de qualité médicale sans additifs
- Repérage alphanumérique
- Scellage par film optique AMPLIseal pour PCR/qPCR 676040 ou barrette de 8 bouchons 3732XX Greiner Bio-One

Réf.	Coloris	Format	Vol. (µl)	Jupe	Spécificité	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
652201B	Naturel	96	200	Non	Biorad (CFX96) et Eppendorf	10	100	NC -
652250	Naturel	96	200	Non	Universelle	10	100	NC -
652210	Naturel	96	100	Non	Universel Low profil	10	100	NC -
669285	Blanc	96	200	1/2 jupée	LC96 et LC480	25	100	NC -
652290B	Naturel	96	200	1/2 jupée	Quasi universelle	10	100	NC -
652260B	Naturel	96	200	1/2jupée	Design ABI	10	100	NC -
652270B	Naturel	96	200	Jupée	-	10	40	NC -
785201	Naturel	384	25	Jupée	CFX384, LC96	15	60	NC -
785285	Blanc	384	25	Jupée	et LC480	25	100	NC -
785290	Naturel	384	25	Jupée	Compatible ABI	15	60	NC -