Microplaques PCR quantitative EU

- A jupe de forme basse (low profile) ou sans jupe (se découpent facilement en barrettes de 16, 24, 32 ou 48 puits)
- Moulées d'une pièce, paroi uniforme et fine
- Tubes dépolis pour applications en PCR et PCR en temps réel


Réf.	Désignation	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
038759	Plaque à jupe	Naturel	25	NC -
038771	Plaque sans jupe	Naturel	25	NC -
038772	Plaque sans jupe	Blanche	25	NC -
038317B	Capuchons optiques en barrettes		120 x 8	NC -
038712	Adhésif optique		100	NC -



Plaque PCR et qPCR 96 puits pour Fast-PCR MicroAmp

- Polypropylène vierge
- Spécialement conçue pour les thermocycleurs Fast System et Genetic/DNA Analyzer
- Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- Epaisseur constante des puits : réduit les artefacts expérimentaux

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
017985	Plaque PCR et qPCR 96 puits pour Fast-PCR MicroAmp	10	NC -



Plaque Endura 96 puits PCR et qPCR

- Polypropylène vierge
- Robuste, haute stabilité de la plaque en post PCR
- Marquage alphanumérique
- Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- Adaptée à une utilisation en robotique ou en plate-forme à haut débit

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
017986	Plaques Endura 96 puits PCR et qPCR	20	NC -



NB : Photo non contractuelle.

Plaque optique PCR et qPCR 96 puits

- En polypropylène
- Pas d'auto-fluorescence
- Uniformité de température d'un puits à l'autre

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
017984	Plaque optique demi-jupe 96 puits	10	NC -
017987	Plaque optique demi-jupe 96 puits	500	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com