
## Plaques PCR 96 puits ABgene®



ADN humain · DNase RNase · Endo-toxines

- **Format SBS**
- **Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)**
- **Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois**
- **Disponibles en blanc pour la PCR quantitative**
- **Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclu dans chaque boîte)**
- **Certificat de contrôle qualité fourni**
- **Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores**
- **Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage**

Différents modèles pour répondre à chacun de vos besoins ou applications :
- plaque standard ABgene® (volume 0,3 ml) ;
- plaque à jupe «Low Profile» (volume 0,2 ml) ;
- plaque à jupe pour la robotique (plaque renforcée) ;
- plaque à demi-jupe sécable ou rigide (volume 0,3 ml) ;
- plaque rigide destinée aux applications robotiques ;
- plaque SuperPlate ultra rigide pour éviter les déformations post-PCR, idéale pour applications robotiques ;
- version avec code-barre aléatoire disponible sur demande pour les plaque à jupe et demi-jupe (naturel et blanc).

| Série ABgene | Unités/ carton | Naturel | Naturel marqu.* | CHF/ carton | Blanc | Blanc marqu.* | Noir | CHF/ carton | Jaune | Rouge | Violet | Vert | Bleu | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plaque Thermo-Fast 96 puits** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0600 | 25 | **016015** | **017351** | **NC -** | **016179** | - | - | **NC -** | **016181** | **016182** | **016183** | **016184** | **016185** | **NC -** |
| **Plaque Thermo-Fast 48 puits** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0648 | 50 | **016187** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque Thermo-Fast 24 puits** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0624 | 50 | **016021** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque Low Profile 96 puits** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0700 | 25 | **016204** | - | **NC -** | **016206** | **017941** | - | **NC -** | **016208** | **016209** | **016210** | **016211** | **016212** | **NC -** |
| **Plaque à jupe 96 puits Low Profile** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0800 / AB-0800-L | 25 | **016214** | **016680** | **NC -** | **016215** | **016681** | **016216** | **NC -** | **016217** | **016218** | **016219** | **016220** | **016221** | **NC -** |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | **017953*** | **017952*** | **017951*** | **017950*** | **NC -** |
| **Plaque SuperPlate PCR 96 puits à jupe Low Profile** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-2800 | 25 | - | **017219** | **NC -** | - | **017220** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque à demi-jupe 96 puits sécable** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0900 | 25 | **016223** | - | **NC -** | **016224** | - | - | **NC -** | **016226** | **016227** | **016228** | **016229** | **016230** | **NC -** |
| **Plaque à demi-jupe rigide 96 puits** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-0990 | 25 | **016232** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque à jupe 96 puits Low Profile pour robotique** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-1300 | 50 | **016547** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque Detection à 1/2 jupe 96 puits pour ABI** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-1100 | 25 | **016314** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque Detection à 1/2 jupe 96 puits Mark II** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-1400 / AB-1400-L | 25 | **016657** | **016682** | **NC -** | **016659** | **016683** | **016660** | **NC -** | - | **017946*** | **017944*** | - | **017942*** | **NC -** |
| **Plaque SuperPlate à 1/2 jupe 96 puits Mark II** | | | | | | | | | | | | | | |
| AB-2400 | 25 | - | **017232** | **NC -** | - | **017233** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| **Plaque PCR 96 puits à jupe low profile** | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-0800 | 25 | - | **017795** | **NC -** | - | **017796** | - | **NC -** | - | - | - | - | - | - |

* Marquage alphanumérique noir




Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR ABgene



AB-0600 AB-0700 Low Profile