## Plaques PCR 96 puits Detection pour ABI (série AB-1100)





PCR QUANTITATIVE

- S'utilisent directement dans les séquenceurs ABI à 96 puits sans adaptateur et dans tous les appareils PCR et qPCR ABI
- La plaque blanche est adaptée à la PCR quantitative
- Demi-jupe renforcée pour une meilleure préhension par les robots
- En polypropylène vierge
- Paroi fine
- Coin coupé d'identification
- Marquage alphanumérique

ADN humain · DNase RNase · Endo-toxines

| Référence | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 016314 | Plaque PCR 96 puits standard coloris naturel | 25 | NC - |

## Plaques PCR 96 Detection Mark II pour ABI (série AB-1400)







Mêmes propriétés que la plaque PCR 96 puits AB-1100 mais avec un plateau (sans rebord dépassant du plateau).
Compatibles avec tous les appareils ABI (thermocycleurs 2700, 9600, 9700, PCR quantitative TaqMan 5700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 ; séquenceurs ABIPRISM 310, 3100, 3700, 3730).

- En polypropylène vierge
- Demi-jupe renforcée pour une meilleure rigidité et manipulation robotisée
- Marquage alphanumérique disponible en noir
- Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- Disponible avec code-barre pour utilisation sur le séquenceur ABI 3730 et le thermocycleur QPCR ABI 7900

| Désignation | Naturel | Blanc | Noir |
|---|---|---|---|
| Plaque à marquage moulé | 016657 | 016659 | 016660 |
| CHF les 25 | 207,60 - | 239,75 - | 239,75 - |
| Plaque à marquage imprimé noir | 016682 | 016683 | - |
| CHF les 25 | 203,50 - | 239,60 - | - |

## Plaques PCR 96 puits flexibles Versiplates



- 12 barrettes reliées en une plaque, à utiliser avec ou sans le cadre
- Plaque utilisable en intégralité ou par barrette détachable
- Système breveté, microtubes PCR low profile
- Coloris naturel ou transparent
- Se scelle avec les adhésifs ou les films de scellé à chaud, et avec les barrettes de capuchons Thermo
- 3 types de tapis de bouchons : avec dôme, plats ou pour QPCR




| Tapis Versicap | Bouchons dôme | Bouchons plats | Bouchons QPCR |
|---|---|---|---|
| Référence | 017860 | 017862 | 017864 |
| CHF les 25 | NC - | NC - | NC - |
| Référence | 017861 | 017863 | 017865 |
| CHF les 100 | NC - | NC - | NC - |

| Référence | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 017866 | Plaque PCR 96 puits Versiplate | 25 | NC - |
| 017858 | Plaque PCR 96 puits Versiplate blanche | 25 | NC - |
| 017859 | Cadre 96 puits Versiframe à jupe | 25 | NC - |