Microplaques PCR Eppendorf twin.tec®

Plaques PCR avec puits en polypropylène vierge, support et jupe en polycarbonate. La rigidité du polycarbonate facilite la manipulation des plaques par les robots. Pan coupé et grille de référence alphanumérique.



Plaques twin.tec PCR 96 et 384 puits

- **Cadre en polycarbonate robuste, rigide et résistant aux torsions**
- **Puits en polypropylène fin pour un transfert thermique optimal**
- **Matrice OptiTrack® : rebords contrastés avec marquage alphanumérique**
- **Volume réactionnel : 150 µl (low profile) ou 250 µl**
- **Rebords des puits surélevés**
- **Disponibles en version divisible en 4 segments de 24 puits chacun**
- **Disponibles avec des puits blancs pour la PCR en temps reel**

Plaques twin.tec microbiology 96 et 384 puits

- **Stériles, emballage individuel sous blister, exempts d'ADN bactérien**
- **96 ou 384 puits, avec jupe ou semi-jupe**

Plaques PCR twin.tec real-time 96 et 384 puits

- **Puits blancs pour une meilleure réflexion**
- **Rapport signal / bruit de fond considérablement augmenté**

	96 puits	96 puits divisibles	96 puits	96 puits divisibles	96 puits	96 puits	384 puits
Type	Sans jupe	Sans jupe	Sans jupe	Sans jupe	A jupe	A 1/2 jupe	A jupe
Volume	150 µl	150 µl	250 µl	250 µl	150 µl	250 µl	45 µl
Naturel	**035660**	**035668**	**035669**	**035670**	**033632**	**033637**	**033331**
Bleu	**035663**	**035679**	**035677**	**035678**	**033633**	**033638**	**033332**
Vert	-	-	-	-	**033634**	**033639**	**033333**
Rouge	-	-	-	-	**033635**	**033640**	**033334**
Jaune	-	-	-	-	**033636**	**033641**	**033335**
Unités/carton	20	20	20	20	25	25	25
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 96 et 384 puits microbiologie

Coloris base	96 puits à jupe	96 puits à demi-jupe	384 puits
Volume	150 µl	250 µl	45 µl
Naturel	**035671**	**035673**	**035675**
Bleu	**035672**	**035674**	**035676**
Unités/carton	10	10	10
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 96 Real Time

Coloris base	96 puits sans jupe	96 puits 1/2 jupe	96 puits à jupe
Volume	150 µl	250 µl	150 µl
Blanc	**035665**	**035032**	**035029**
Bleu	**035666**	**035031**	**035028**
Unités/carton	20	25	25
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 96 et 384 puits version Forensic DNA

Version	PCR 96 puits 1/2 jupe	PCR 96 puits à jupe	PCR 384 puits à jupe	qPCR 96 puits 1/2 jupe	qPCR 96 puits à jupe
Volume	250 µl	150 µl	40 µl	250 µl	150 µl
Naturel	**933927**	**933928**	**933931**	**933929**	**933930**
Unités/carton	10	10	10	10	10
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide de compatibilité.

Plaques 96 puits LoBind

Référence	**Désignation**	**CHF les 25**
933047	Plaque 96 puits LoBind à 1/2 jupe, incolore	**NC -**
933048	Plaque 96 puits LoBind à jupe, incolore	**NC -**

Couvercles - En polystyrène transparent, conditionnés en 5 sachets de 16.

Référence	**Désignation**	**Unités/carton**	**CHF/carton**
035719	Couvercle PCR CLEAN pour microplaques ou deepwell	80	**NC -**
035720	Couvercle stérile pour microplaques ou deepwell	80	**NC -**

Barrettes de 8 bouchons

Référence	**Désignation**	**Unités/carton**	**CHF/carton**
035633	Barrette de 8 capuchons dôme	120	**NC -**
035634	Barrette de 8 capuchons plats	120	**NC -**

Scellage des plaques PCR et Real Time 96 et 384 puits

Référence	**Désignation**	**CHF les 100**
033604B	Feuilles adhésives PCR	**NC -**
033832B	Adhésif alu pour plaques PCR	**NC -**
033969	Film PCR thermosoudable	**NC -**
035713B	Masterclear real-time PCR-Film PCR autocollant	**NC -**