
Plaques PCR 96 et 384 puits




- En polypropylène translucide de très haute qualité pour la PCR
- Coloris naturel
- Compatibles avec toutes marques de thermocycleurs

DNase RNase

Type	Descriptif	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
Plaques PCR 96 puits				
Sans jupe	Forme standard, surface plane	**054800B**	25	**NC -**
A jupe	Volume de travail 200 µl, une encoche d'orientation	**054806C**	10	**NC -**
1/2 jupe segmentée	96 puits, segmentée*	**054808B**	10	**NC -**
A jupe pour ABI	A jupe surélevée, spéciale ABI, volume de travail 300 µl, avec encoche	**054809B**	10	**NC -**
Plaques PCR 384 puits				
A jupe	A jupe, avec deux pans coupés, volume de travail 40 µl	**054811**	40	**NC -**

* Pour faciliter la découpe de la plaque en barrette de 24 microtubes












Microplaques PCR 96 et 384 puits pour LightCycler 480 Greiner Bio-One



Plaques en polypropylène blanc non-stériles à 96 ou 384 puits, format SBS, pour systèmes PCR temps-réel (LightCycler 480).

- Parois ultra-fines, transfert thermique optimal
- Codage des puits alphanumérique
- Scellables avec les films adhésifs VIEWseal, AMPLIseal et SILVERseal
- Volume des puits : 25 µl
- Avec jupe pour la 384 puits
- Avec demi jupe pour la 96 puits

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
676070	Film adhésif haute-transparence optique VIEWseal	100	**NC -**
676040	Film autoadhésif haute-transparence à faible autofluorescence AMPLIseal	100	**NC -**
676090	Film adhésif acrylique en aluminium percutable SILVERseal	100	**NC -**

Réf.	Coloris	Format	Jupe	Spécificité	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
669285	Blanc	96	1/2 jupée	LC96 et LC480	25	100	**NC -**
785201	Naturel	384	Jupée	CFX384, LC96	15	60	**NC -**
785285	Blanc	384	Jupée	et LC480	25	100	**NC -**
785290	Naturel	384	Jupée	Compatible ABI	15	60	**NC -**

Plaque PCR 96 puits semi-jupée



- En polypropylène
- Compatible avec la plupart des thermocycleurs
- Paroi mince uniforme pour un transfert optimal de la chaleur
- Autoclavable

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
713161	Plaque PCR 96 puits semi-jupée	10	100	**NC -**