Plaques PCR 96 et 384 puits Treff



- **Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1**
- **En polypropylène de haute pureté**
- **Sans additif**
- **Parois ultrafines pour un transfert de chaleur rapide**
- **Autoclavables**



Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR Treff

Type de plaque	Plaque 96 puits low profile à jupe	Plaque 96 puits standard à demi-jupe	Plaque 96 puits low profile à demi jupe	Plaque 96 puits low profile à demi jupe bords surélevés	Plaque 96 puits standard sans jupe	Plaque 96 puits low profile sans jupe	Plaque 384 puits à jupe
Unités/sachet	10	5	5	5	5	5	5
Unités/carton	50	50	50	50	50	50	50
Naturel	**982858**	**982859**	**982860**	**982861**	**982862**	**982863**	**034142**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Blanc	**982864**	**982865**	**982866**	**982867**	**982868**	**982869**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**


Plaques pour LightCycler 480

Type de plaque	Plaque 96 puits low profile à demi-jupe	Plaque 96 puits avec film de scellage	Plaque 384 puits à jupe
Unités/sachet	5	5	5
Unités/carton	50	50	50
Blanc	**982870**	**982871**	**982873**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
982875	Film de scellage optique en PET pour plaques PCR et QPCR	100	**NC -**

Plaques PCR 384 puits Treff




- **Plaques à jupe**
- **En polypropylène vierge**
- **Volume : 40 µl, volume de travail : 25 µl**
- **Parois fines**
- **Marquage alphanumérique**
- **Bord des puits rehaussé pour un scellé plus efficace des feuillets adhésifs et réduction de risque de contaminations croisées**
- **Compatibles avec la plupart des thermocycleurs**
- **Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1**

Endo-toxines · DNase RNase · ADN humain

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
034142	Plaque PCR 384 puits à jupe	50	**NC -**

Tapis de fermeture pour QPCR



- **Avec des capuchons optiques plats insérés dans la plaque**
- **Pour utilisation en PCR en temps réel ou le stockage**
- **Surface dépolie robuste**
- **Peut se couper par barrettes de 8 ou de 12 ou individuellement**
- **Tient fermement à la plaque PCR**

DNase RNase

Pour un bon maintien, fixer le capuchon en commençant par le centre de la plaque et appliquer suffisamment de pression sur chaque capuchon individuel.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
038788	Tapis sécable pour microplaque PCR 96	25	**NC -**