Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®

ClearLine

- Applications : qPCR, stockage à long terme, cristallographie et HLPC
- En polyofiln de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +105 °C
- Pour plaques non jupées
- Dimensions sans languette : 116,2 x 78,3 mm
- Avec deux languettes détachables (sauf film en rouleau)
- Optiquement clair, faible autofluorescence
- Bonne résistance chimique
- La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon


DNase RNase



Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
765246	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	NC -
765279	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25	NC -
765265	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® stérile	100	NC -
765249	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® en rouleau de 65 m	1	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
760233	Applicateur	NC -



Films ThermalSeal® RT2™ et RT2RR™ ClearLine®

ClearLine

- Application : qPCR
- En polyester de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -40 °C à +120 °C
- Avec deux languettes détachables
- Optiquement clairs, faible autofluorescence
- Films de qualité optique supérieure avec une excellente adhésion

Notre sélection

DNase RNase

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
760236	Film ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® pour plaque non jupée	118,1 x 77,8	100	NC -
760208	Film ThermalSeal® RT2™ ClearLine® pour plaque jupée ou demi-jupée	121,9 x 79,4	100	NC -



Film QPCR Absolute ABgene®

thermo scientific

Film ultra-transparent spécialement développé pour les applications en PCR quantitative.

- Optiquement clair pour les applications de qPCR ou de fluorescence
- Gamme d'utilisation de -80 °C à +120 °C
- Parfaitement étanche pour éviter l'évaporation des échantillons pendant les cycles thermiques ou les phases de stockage
- Film adhésif par pression, s'utilise avec un applicateur

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016540	Film adhésif QPCR Absolute	50	NC -
016925	Applicateur pour film	1	NC -
016629	Film adhésif QPCR Absolute + applicateur	50 + 1	NC -



Films adhésifs Nunc pour qPCR

thermo scientific

- En polyolefin
- Films adhésifs transparents
- Température d'utilisation : -70 °C à +100 °C
- Non stériles

DNase RNase

Référence	Application	Perçable	Unités/ carton	CHF/ carton
044717	Films Q-Stick	Non	100	NC -
056111	qPCR	Non	100	NC -

