Film eXTRreme™ FoilSeal™ ClearLine® pour PCR

Notre sélection

ClearLine

- Film étanche universel en aluminium
- Epaisseur : 50 µm
- Dimensions : 78,3 x 135,9 mm
- Longueur sans les languettes : 117,1 mm
- Excellente résistance chimique (DMSO inclus)
- Température : -20 °C à +120 °C
- Pour PCR, stockage longue durée, expériences sensibles à la lumière et applications robotiques
- Perçable avec les pointes de pipettes et pointes robotiques
- S'enlève sans laisser de résidu
- Film individuel avec une languette de pose détachable, film en rouleau avec deux languettes de pose détachables (largeur 10 mm)





DNase RNase


Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
765266	Film eXTReme™ FoilSeal™ pour PCR	78,3 X 129	100	NC -
765270	Rouleau de film eXTReme™ FoilSeal™ pour PCR	78,3 X 139	500	NC -

Film aluminium pour toutes plaques

Film adhésif universel en aluminium de très haute performance, pour toute microplaque standard, plaque PCR, plaque de stockage.

- Evaporation très faible
- Perçable par une pointe ou une pipette
- 120 x 80 mm (131 x 81,3 mm avec languette)
- Accepte des températures de -30 °C à +150 °C

DNase RNase



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
106570B	Film adhésif aluminium 131 x 81,3 mm	100	NC -

Films aluminium Nunc

- Films adhésifs en aluminium
- Perçables
- Non stériles

DNase RNase




Réf.	Désignation	Température d'utilisation	Unités/ carton	CHF/ carton
056320	Film adhésif pour plaque 96 puits	-80 °C à +150 °C	100	NC -
056321	Film adhésif pour plaque 384 puits	-80 °C à +150 °C	100	NC -
056112	Film adhésif universel	-80 °C à +120 °C	100	NC -

Films adhésifs pour plaques PCR ABgene®

thermo scientific

- En plastique transparent forte adhésion : pelable à la main
- En aluminium : pelable ou perçable et non coupant
- Performant de très haute qualité minimisant tout risque d'évaporation (spécialement pour la PCR en faible volume)
- Languette en rebord pour retrait facile
- Températures d'utilisation : -20 °C à +120 °C pour le plastique, et -40 °C à +120 °C pour l'aluminium



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016028	Film PCR transparent forte adhésion	100	NC -
016125	Film PCR aluminium 130 x 80 mm	100	NC -
016925	Applicateur de film	1	NC -

Film aluminium SecureSeal pour plaque PCR

- Température d'utilisation : -80 °C à +120 °C
- Perçable avec une pointe de pipette

DNase RNase



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
039367	Film aluminium non stérile	100	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com