Plaques pour sérologie Microwell Nunc

La très grande qualité Nunc
Plaques à 96 puits pour tous travaux de sérologie.

- **Clarté optique exceptionnelle**
- **Rebords évitant les contaminations croisées**
- **Bords de la plaque dépolis anti-reflets**
- **Très grande uniformité**
- **Fluorescence minimale**
- **Avec ou sans anneau de condensation**


Référence	Forme puits	Volume puits (ml)	Couvercle	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055380	Rond	0,3	Non	Non	10	180	NC -
055245	Rond	0,3	Non	Oui	1	50	NC -
055140	Plat	0,4	Non	Non	5	60	NC -
055246	Plat	0,4	Non	Oui	1	50	NC -
055142	Conique	0,3	Non	Non	10	180	NC -
055247	Conique	0,3	Non	Oui	1	50	NC -
056366	Conique	0,3	Oui	Oui	1	50	NC -
056367	Conique	0,3	Oui	Oui	10	80	NC -
056368	Conique	0,3	Non	Oui	10	80	NC -
055274	Plat	0,4	Oui	Non	10	160	NC -
055272	Plat	0,4	Oui	Oui	10	160	NC -



Accessoires

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055143	Couvercle avec anneau	5	100	NC -
055144	Couvercle stérile avec anneau	1	50	NC -
055610	Couvercle stérile sans anneau	1	60	NC -
020100	Feuilles adhésives 82 x 132 mm	-	100	NC -
055049	Feuilles adhésives stériles	200	800	NC -

Plaque sans puits Omnitray Nunc



Plaque au format standard microplaque, avec couvercle. Empilable. Stérile, idéale :

- en tant que réservoir à réactif ;
- pour l'hybridation sur membrane.

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055048	Plaque Omnitray stérile	1	60	NC -

Etiquettes de marquage pour microplaques



Etiquettes adhésives pour identifier et marquer une microplaque

- **Forte résistance aux solvants et aux températures (-80 °C à +120 °C)**
- **Indécollables et indéchirables**
- **Conçues pour s'adapter sur le flanc d'une microplaque ou d'une boîte de Petri**
- **L x l : 38 x 6,4 mm**
- **En rouleau ou sur feuille pour imprimante laser**


Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ carton
053079	Etiquettes en rouleau	1000	NC -
053080	Etiquettes sur feuilles à imprimer	3120	NC -

Plaques Minitray Nunc

Plaques en polystyrène avec couvercle pour applications en sérologie.

- **Repères alphanumériques**
- **Couvercle individuel ou couvercle unique pour boîtes empilées**
- **Volume par puits : 10 µl, profondeur puits : 1,9 mm**
- **L x l avec couvercle : 84 x 59 mm**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
056243	Plaque 60 puits non stérile	10	100	NC -
056058	Plaque 72 puits non stérile	10	100	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com