Plaques pour immunologie Nunc



Quatre choix de surface, un certificat de garantie

- Surface **MAXISORP** à une forte affinité pour les protéines : 600 à 650 ng d'IgG par cm^2
- Les plaques à surface **POLYSORP** capacité d'adsorption moyenne : 200 à 250 ng d'IgG par cm^2. Pour les applications en Elisa ou sérologie
- Surface **MULTISORP**, très hydrophiles, idéales pour les immobilisations de molécules à haute polarité
- Surface **MEDISORP** à surface chimiquement intermédiaire entre POLYSORP et MAXISORP (500 à 600 ng d'IgG par cm^2)

➤ **Homogénéité du lot**

➤ **L'écart ne peut être supérieur à 10 % de la moyenne**

➤ **Volume par puits : 0,4 ml (fond rond : 0,3 ml)**

➤ **Profondeur des puits : 11,2 mm**

Les plaques sont fournies sans couvercle.



C Fond plat à coins arrondis | U Fond rond 300 pul | F Fond plat | C Starwell Fond plat avec coins arrondis et ailettes | C8 Starwell Vue de la position des ailettes

Plaques à forte adsorption MAXISORP

Référence	Forme puits	Avec certificat	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055303	Plat F96	Oui	5	60	**NC -**
055133	Plat F96	Non	5	60	**NC -**
055134	Plat à coins arrondis C96	Oui	5	60	**NC -**
055135	Plat à coins arrondis C96	Non	5	60	**NC -**
055136	Rond U96	Non	5	60	**NC -**

Plaques standard pour sérologie

Référence	Forme puits	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055140	Plat F96	5	60	**NC -**
055380	Rond U96	10	180	**NC -**
056870	Rond U96	-	135	**NC -**
055142	Conique	10	180	**NC -**

Plaques à adsorption moyenne POLYSORP

Référence	Forme puits	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055137	Plat F96	5	60	**NC -**
055138	Plat à coins arrondis C96	5	60	**NC -**
055139	Rond U96	5	60	**NC -**

Plaque à surface hydrophile MULTISORP

Référence	Forme puits	Avec certificat	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055607	Plat F96	Oui	5	60	**NC -**


Plaque à adsorption intermédiaire MEDISORP

Référence	Forme puits	Avec certificat	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055608	Plat F96	Oui	5	60	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055143	Couvercle pour plaque	5	100	**NC -**
055144	Couvercle stérile	1	50	**NC -**
055049	Feuilles adhésives stériles	200	800	**NC -**
020100	Feuilles adhésives 82 x 132 mm	-	100	**NC -**

Plaques à puits individuels Breakapart Nunc



Travailler sur une plaque entière à puits individuels
Les plaques sont montées de barrettes dont les puits sont parfaitement amovibles. Volume des puits : 0,3 ml.

➤ Applications

➤ **Tests ELISA et RIA**

➤ **Tests multi-paramétriques**

➤ **Tests en diagnostic**

➤ Avantages

➤ **Limitation du nombre de puits et de réactifs**

➤ **Lecture individuelle**

➤ **Possibilité d'obtenir des puits à code couleur (sur demande)**

➤ Surface

➤ **MAXISORP : adsorption forte**

➤ **POLYSORP : adsorption moyenne**

Plaques montées de barrettes 1 x 8

Forme puits	Puits/ barrette	MAXISORP	POLYSORP	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
Plat coins ronds C8	1 x 8	**055168**	**055169**	10	60	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055612	Cadre seul	5	60	**NC -**