Plaques à barrettes modulaires Nunc

Un cadre fixe avec des barrettes de puits détachables.

Deux choix de surface :
- surface **MAXISORP :** forte affinité pour les protéines : 600 à 650 ng d'IgG par cm^2 ;
- surface **POLYSORP :** capacité d'adsorption moyenne : 200 à 250 ng d'IgG par cm^2 (idéales pour les applications en Elisa ou sérologie, et lorsque certains antigènes présentent une affinité dans la première couche).



Plaques montées

Forme puits	Puits/ barrette	MAXISORP	POLYSORP	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
Plat F8	1 x 8	**055145**	**055146**	5	60	**NC -**
Plat F16	2 x 8	**055147**	**055148**	5	60	**NC -**
Plat coins ronds C8	1 x 8	**055149**	**055150**	5	60	**NC -**
Plat coins ronds C12	1 x 12	**055151**	**055152**	5	60	**NC -**
Rond U8	1 x 8	**055153**	**055154**	5	60	**NC -**
Plat F16 noir	2 x 8	**055228**	**055158**	5	60	**NC -**
Starwell C8	1 x 8	**055166**	-	5	60	**NC -**

Cadre seul

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055165	Cadre seul sans barrette	5	60	**NC -**

Barrettes seules

Forme puits	Puits/ barrette	MAXISORP	POLYSORP	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
Plat F8	1 x 8	**055159**	**055160**	160	640	**NC -**
Plat F16	2 x 8	**055161**	**055162**	80	320	**NC -**
Rond U16	2 x 8	**055163**	-	80	320	**NC -**



C Fond plat à coins arrondis



U Fond rond 300 pul



F Fond plat



C Starwell Fond plat avec coins arrondis et ailettes





C8 Starwell Vue de la position des ailettes

Plaques à puits sécables Lockwell Nunc

Cadre monté de barrettes dont les puits sont sécables : le cadre accepte des barrettes entières ou des puits individuels coupés.

- **Format microplaque standard**
- **Forme des puits : plats à coins arrondis, ronds ou Starwell (étoilés)**
- **3 coloris (transparent, noir et blanc), 6 types de surfaces (Polysorp, Maxisorp, Medisorp, Multisorp, Immobilizer Amino et Immobilizer Streptavidin)**
- **Dimensions cadre : 128 x 86 mm**





Réf.	Config.	Surface	Volume puits (µl)	Coloris	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055173	C8 x 12	PolySorp	350	Transp.	10	60	**NC -**
056402	C8 x 12	PolySorp	350	Blanc	10	60	**NC -**
056403	C8 x 12	PolySorp	350	Noir	10	60	**NC -**
056401	C8 x 12	MaxiSorp	350	Blanc	10	60	**NC -**
056400	C8 x 12	MaxiSorp	350	Noir	10	60	**NC -**
055172**	C8 x 12	MaxiSorp	350	Transp.	10	60	**NC -**
055170**	U8 x 12	MaxiSorp	320	Transp.	10	60	**NC -**
055174**	C8* x 12	MaxiSorp	330	Transp.	10	60	**NC -**
056404**	C8 x 12	MediSorp	350	Transp.	10	60	**NC -**
056405	C8 x 12	MultiSorp	350	Transp.	10	60	**NC -**
056210	C8	Amino	350	Transp.	5	30	**NC -**
056215	C8	Streptavidin	350	Transp.	1	15	**NC -**

* C8 Starwell x 12 ** Avec certificat

Cadre seul

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
056406	Cadre seul sans barrette	10	60	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com