
Plaques UV-Star 96 puits et 384 puits Greiner Bio-One

Seule alternative aux cuvettes en quartz. Microplaques en cyclooléifine perméables aux UV, adaptées pour la détermination des concentrations des acides nucléiques et des protéines à 260 et 280 nm.

- **Exemptes d'endotoxines détectables**
- **Résistantes au DMSO**
- **Stockage à -20 °C**
- **Fabriquées selon les procédures ISO 9001**
- **Fond µclear avec profil de puits fond plat/puits cheminée**
- **Existent avec cadre noir pour la réduction des interférences de signaux (crosstalk) entre les puits**

DNase RNase

ADN humain



Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
655801	Plaque UV-Star 96 puits	10	40	**NC -**
655809	Plaque UV-Star 96 puits noire	10	40	**NC -**
675801	Plaque UV-Star 96 demi-puits	10	40	**NC -**
781801	Plaque UV-Star 384 puits	10	40	**NC -**
788876	Plaque UV-Star 384 puits noire	10	80	**NC -**

Plaques TERASAKI pour histocompatiblité Greiner Bio-One

- **Destinées aux applications de détermination sérologique des antigènes HLA**
- **Traitées pour la culture cellulaire, stériles**
- **60 ou 72 puits de 10 µl**
- **Avec couvercle individuel, ou empilables (1 couvercle par sachet en haut de la pile)**



Plaques Microtest HLA

Référence	Nombre puits	Empilable	Couvercle	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
653180	60	Non	1 par plaque	10	270	**NC -**
659180	60	Oui	1 par sachet	10	200	**NC -**
653190	60	Non	1 par plaque	120	480	**NC -**
659190	60	Oui	1 par sachet	150	1200	**NC -**
654180	72	Non	1 par plaque	10	270	**NC -**
769180	72	Oui	1 par sachet	10	200	**NC -**
769190	72	Oui	1 par sachet	150	1200	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
653103	Lamelle en verre 45 x 70 mm	100	**NC -**
653081	Lamelle en verre 51 x 76 mm	50	**NC -**


Plaques microtitration Greiner Bio-One

- **En polystyrène de haute qualité optique**
- **Trois versions : à fond plat, à fond rond et à fond conique**
- **Stériles ou non stériles**
- **Aux normes SBS**
- **Repérage alphanumérique**
- **Avec couvercle en version stérile ou non stérile**

ADN humain

DNase RNase

Pyro-gènes



Référence	Volume (µl)	Fond	Couvercle	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
650101	40 - 280	Rond	Non	Non	10	100	**NC -**
650161B	40 - 280	Rond	Non	Oui	2	100	**NC -**
650161B	40 - 280	Rond	Non	Oui	2	100	**NC -**
651101	40 - 200	Conique	Non	Non	10	100	**NC -**
651161GBO	40 - 200	Conique	Non	Oui	2	100	**NC -**
655101	25 - 340	Plat	Non	Non	10	100	**NC -**
655161GBO	25 - 340	Plat*	Non	Oui	2	100	**NC -**
655161GBO	25 - 340	Plat	Non	Oui	2	100	**NC -**

* : type cheminée

Accessoires

Réf.	Désignation	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020036	Couvercle universel forme haute	Non	1	100	**NC -**
020037	Couvercle universel forme haute	Oui	1	100	**NC -**
020038	Couvercle avec anneau de condensation	Non	1	100	**NC -**
020039	Couvercle avec anneau de condensation	Oui	1	100	**NC -**
656199	Couvercle universel low profile, noir	-	-	200	**NC -**
676001	Adhésif pré-découpé	Non	-	100	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com