Laveur de plaques CappWash



VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

- **Système de lavage manuel de microplaques**
- **Entièrement autoclavable**
- **Aucun branchement électrique**
- **Fourni avec un support**
- **Tube en silicone à commander séparément (recommandation : 3 m)**

Référence	Désignation	CHF
091033	CappWash 8 canaux	**NC -**
091232	CappWash 12 canaux	**NC -**
091243	CappWash 16 canaux pour plaque 384 puits	**NC -**
091244	Bouteille pour solution de lavage 5 l	**NC -**
091245	Bouteille pour collecte des déchets 2 l	**NC -**
091246	Piège à vide 194 x 144 x 191 mm	**NC -**
091247	Tube en silicone de 1 m	**NC -**

Tubes immunologie Nunc



Tubes à surface spécifique conçus pour les travaux en immunologie.
2 types de surface :


- **MINISORP** : très faible adsorption, avec réduction très sensible de l'adhérence des protéines et immunoglobulines sur les parois. Idéal pour les travaux en phase liquide où l'on utilise des solutions diluées de protéines ou d'immunoglobulines.
- **MAXISORP** : très forte adsorption des protéines et des immunoglobulines (600 ng par cm^2)

ø x h (mm)	Vol. (ml)	MINISORP	MAXISORP	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
11 x 70	4	**055232**	-	150	3600	**NC -**
12 x 75	5	**055234**	**055235**	1000	3000	**NC -**
15 x 100	12	**055306**	-	150	1200	**NC -**

Bouchons pour immunotubes

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
056045	Bouchon ø 11 mm	3600	**NC -**
056047	Bouchon ø 12 mm	3000	**NC -**
056050	Bouchon ø 15 mm	2400	**NC -**

Startube Nunc



Le tube à ailettes
Fond à 6 ailettes moulées augmentent la surface de fixation au contact des protéines et des immunoglobulines.

Référence	Désignation	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055236	Startube MAXISORP 5 ml Nunc	12 x 75	1000	3000	**NC -**

WEB

Retrouvez les tubes immunologie Greiner Bio-One sur www.milian.com