
Réservoirs à réactifs 8 et 12 canaux

- En polystyrène
- 8 ou 12 canaux, volume total : 48 ml
- Pour les prélèvements avec pipettes multicanaux
- Stériles en emballage individuel, ou non stériles



	8 canaux			12 canaux		
Stérile	Référence	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Référence	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Non	**061003**	30	**NC -**	**061004**	30	**NC -**
Non	**061003C**	100	**NC -**	**061004C**	100	**NC -**
Oui	**061068**	10	**NC -**	**061069**	10	**NC -**

Réservoir Octatray en polypropylène 100 ml

- Forme interne en V pour une meilleure récupération des échantillons
- Volume : 100 ml
- En polypropylène
- S'utilise avec les pipettes multicanaux de 8 ou 12 canaux



Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
046858	Réservoir Octatray	100	**NC -**

Réservoirs à réactifs

- En PVC transparent ou polysyrène blanc
- Fond V
- Parois épaisses et base large pour une manipulation du produit sans risque de déformation (diminue les risques de renversement)
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Versions stériles : emballées dans des sachets scellés et stérilisés par faisceau d'électrons (également exemptes de DNase, RNase, et pyrogènes)
- Empilables
- Graduations sur le bord supérieur et la paroi interne
- Bec verseur sur les 4 coins pour déverser facilement le contenu du réservoir
- Version double compartiments 25 ml (10 ml + 15 ml) disponible










Référence	Volume (ml)	Matériau	Stérile	Dim. int. L x l x H (cm)	Unité d'emb.	Unités/ sachet	CHF/ sachet
320655	5	Polystyrène	Oui	7,2 x 2,1 x 1,8	1	50	**NC -**
320656	10	Polystyrène	Non	7,2 x 2,1 x 1,8	100	100	**NC -**
320657	10	Polystyrène	Oui	7,2 x 2,1 x 1,8	1	100	**NC -**
320658	25	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	**NC -**
320659	25	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	**NC -**
320660	25	Polystyrène	Non	10,2 x 2,5 x 2,1	100	100	**NC -**
320661	50	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 3	5	200	**NC -**
320662	50	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 3	1	100	**NC -**
320663	50	Polystyrène	Non	10,2 x 2,5 x 3	100	100	**NC -**
320664	50	PVC	Oui	10,2 x 2,5 x 3	5	100	**NC -**
320665	50	PVC	Non	10,2 x 2,5 x 3	100	100	**NC -**
320666	100	Polystyrène	Oui	10,9 x 4,8 x 3,2	5	200	**NC -**
320667	100	Polystyrène	Oui	10,9 x 4,8 x 3,2	1	100	**NC -**
320668	100	Polystyrène	Non	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	**NC -**
320669	100	PVC	Non	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	**NC -**
320670*	25 (10 et 15 ml)	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	**NC -**
320671*	25 (10 et 15 ml)	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	**NC -**

* Version double compartiment

Réservoirs à réactifs 25 ml et 100 ml stérile MATRIX

- En polystyrène, graduation interne
- Base large pour une bonne stabilité
- Becs verseurs sur les 4 côtés
- Stérilisés aux rayons gamma



Référence	Volume (ml)	Unité d'emb.	Unités/ boîte	CHF/ boîte
446005	25	10	100	**NC -**
446006	25	1	50	**NC -**
446011	100	10	100	**NC -**
446012	100	1	50	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com