
Réservoirs à réactifs à usage unique



Nouveau concept de réservoir. Livrés à plat : à plier en V. Emballés par 5.

- **Deux volumes : 30 ou 40 ml**
- **En polypropylène, stériles ou non stériles**
- **Pour pipettes 8, 12 ou 16 canaux**
- **Fond V facilitant la récupération de tout le liquide**

Référence	Volume (ml)	Stérile	Pour pipettes	Unités/ boîte	CHF/ boîte
091059	30	Non	8 et 16 canaux	50	NC -
091060	40	Non	12 canaux	50	NC -
091091	30	Oui	8 et 16 canaux	50	NC -
091092	40	Oui	12 canaux	50	NC -

Réservoir 175 ml



- **Réservoir à fond en V, capacité : 175 ml**
- **En polypropylène autoclavable : 121 °C, 15 psi, 15 minutes**
- **Graduations jusqu'à 150 ml par incréments de 25 ml**
- **Base très stable, couvercle à ouverture d'une seule main**
- **Deux versions : stérile (sous emballage par 5) ou non stérile, avec ou sans couvercle**

Référence	Stérile	Couvercle	Unités/ boîte	CHF/ boîte
760237	Oui	Oui	100	NC -
760238	Oui	Non	100	NC -
760239	Non	Oui	100	NC -
760240	Non	Non	100	NC -

Réservoirs à réactifs biodégradables



GoGREEN

- **Réservoirs et emballages biodégradables, stérilisés rayons Gamma**
- **Stables**
- **Gradués à l'intérieur**

Référence	Volume (ml)	L x l base (cm)	L x l x p* puits (cm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
053481	25	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	NC -
053480	25 (double réservoir)	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	NC -
053482	50	14,6 x 6,3	10,8 x 2,6 x 2,5	10	100	NC -
053479	100	15 x 8,5	10,8 x 4,9 x 3,2	10	100	NC -

* au plus profond


Réservoirs à réactifs en polystyrène



- **En polystyrène blanc pour une meilleure visibilité du réactif**
- **Pour des transferts répétitifs de réactifs**
- **Fond V facilitant la récupération du réactif**
- **Stériles**

Référence	Volume (ml)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
978377	50	1	80	NC -
978378	50	5	200	NC -
978380	55	1	80	NC -
978379	55	5	200	NC -

Réservoirs double compartiment 25 ml



2 compartiments : un accepte une pipette 8 canaux, l'autre une pipette monocanal ou 4 canaux.

- **Volume total : 25 ml**
- **Stérilisé aux rayons gamma**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ boîte	CHF/ boîte
446007	Réservoir à réactif double	10	100	NC -
446008	Réservoir à réactif double	1	50	NC -