Réservoir à réactifs 12 canaux

Réservoir 12 canaux en polypropylène pour pipettes multicanaux ou pour utilisation en robotique.

- **Autoclavable**
- **Volume par canal : 22 ml**
- **Fond des canaux conique pour une récupération maximale de l'échantillon**

Référence	Désignation	CHF les 5
045550B	Réservoir 12 canaux	NC -



Réservoirs à réactifs 25, 50 et 100 ml

- **En polystyrène blanc épais**
- **Fond en V étroit**
- **Becs verseurs aux 4 coins du réservoir**
- **Version stérile : RNase/DNase free et exempte de pyrogènes**

	Stériles emballage /1	
Volume (ml)	Référence	CHF les 50
25	141349	NC -
50	141352	NC -




Réservoirs à réactifs en PVC transparent 55 ml

Réservoirs en PVC pour pipettes monocanal ou multicanaux.

- **Economiques**
- **Fond en V**
- **Volume : 55 ml**

Référence	Matériau	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ boîte	CHF/ boîte
010165	PVC transparent éco	Non	100	100	NC -
006792	PVC transparent robuste	Non	100	100	NC -



Réservoirs à réactifs spécial robotique en polypropylène

Réservoirs à réactif en polypropylène particulièrement destinés aux systèmes robotisés pour les opérations de lavage et de rinçage.
2 modèles :

- à fond plat ;
- à fond à facettes inclinées, qui minimise le volume mort. Idéal pour les robots à 96 ou 384 pointes.

- **Version non stérile ou stérile**
- **Température d'utilisation : -20 °C à + 50 °C**
- **Conviennent également à toutes opérations de microtitration avec pipette multicanaux**
- **Volume : 300 ml**

DNase RNase

Pyro-gènes

Référence	Stérile	Fond	Unités/ carton	CHF/ carton
028412	Non	Plat	40	NC -
028413	Oui	Plat	40	NC -
028439	Non	Facettes inclinées	40	NC -
028440	Oui	Facettes inclinées	40	NC -





Retrouvez les portoir-réservoir 10 ml sur www.milian.com

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com