
Réservoirs à réactifs

NOUVEAU

- En polypropylène
- Forme basse
- Format SBS
- Dimensions L x l x h : 127,8 x 85,5 x 31,4 mm
- Hauteur interne : 26,9 mm
- Compatibles avec les automates
- Faible volume mort
- Résistent à -80 °C
- Produits en salle blanche certifiée classe 8

DNase RNase



Référence	Désignation	Fond	Unités/ carton	CHF/ carton
135730	Réservoir 190 ml	Plat	50	NC -
135731	Réservoir 8 canaux	Conique	50	NC -
135732	Réservoir 12 canaux	Conique	50	NC -
135733	Réservoir 96 puits	Conique	50	NC -
135734	Réservoir 384 puits	Conique	50	NC -

Réservoirs 75 ml autoclavable avec couvercle


Réservoir en polypropylène autoclavables et réutilisables.
Il peut être complété par un couvercle pour le stockage des solutions.



Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
446009	Réservoir 75 ml sans couvercle	10	NC -
446010	Couvercle pour réservoir 75 ml	10	NC -

Réservoirs 12 canaux

- En polypropylène
- Température d'utilisation : - 80 °C à + 121 °C
- Canaux de 3 ml
- Emballage individuel
- Livrés avec couvercle



Référence	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
141152	Non	50	NC -
141153	Oui	20	NC -

Réservoirs à réactifs V-Groove 2-125 ml Matrix

MATRIX

- Réservoirs 12 canaux de volume 125 ml
- Pour remplir tous les canaux d'un distributeur 96 canaux de 1 ml chacun
- Volume minimal total : 5 ml
- Spécialement adapté aux usages en robotique
- Fond en V pour une récupération maximale
- Polypropylène autoclavable



Référence	Volume max (ml)**	Hauteur (mm)	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
446000	95 / 125	27,4	Non	10	20	NC -
446001	95 / 125	27,4	Oui	10	20	NC -
446441	160 / 220	41,1*	Non	10	20	NC -
446478	160 / 220	41,1*	Oui	10	20	NC -

* Deepwell ** Avec baffle / sans baffle

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com