

## Réservoirs à réactifs en polypropylène




- En polypropylène offrant une surface low binding afin d'éviter l'adhésion des réactifs aux bords des parois
- Adaptés pour des transferts répétitifs de réactifs ou une utilisation en robotique
- Fond pyramidal facilitant la récupération du réactif
- Réservoirs 8 et 12 canaux haut pour la distribution de réactifs variés
- Réservoirs 96 et 384 canaux adaptés aux faibles volumes
- Stockage possible à -80 °C
- Autoclavables

| Référence | Nombre de canaux | Caractéristiques | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| **978373** | 8 | Multicavité, haut | 25 | **NC -** |
| **978374** | 12 | Multicavité, haut | 25 | **NC -** |
| **978375** | 96 | Une cavité, bas | 25 | **NC -** |
| **978376** | 384 | Une cavité, bas | 25 | **NC -** |

## Réservoirs à réactifs à fond pyramidal - usage unique





Réservoirs de formats variés, spécialement adaptés aux usages robotiques, mais également utilisables pour les besoins courants au laboratoire.

- En polypropylène
- Faible volume mort
- Compatibles avec la plupart des robots
- Fond de forme pyramidale pour une excellente récupération de l'échantillon

DNase RNase

* Volume de travail : 240 ml

| Référence | Type | Caractéristiques | Vol. tot (ml) | Vol/puits ou /canal | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **058004** | 96 puits | Réservoir bas | 86 | 64 µl | 25 | **NC -** |
| **058001** | 96 puits | Réservoir haut | 300* | 64 µl | 25 | **NC -** |
| **058007** | 384 puits | Réservoir bas | 92 | 7 µl | 25 | **NC -** |
| **058006** | 384 puits | Réservoir haut | 282 | 7 µl | 25 | **NC -** |
| **058015** | 384 puits | Réservoir bas | 49,3 | - | 25 | **NC -** |
| **058025** | 384 puits | Mi-hauteur | 155 | - | 25 | **NC -** |
| **058024** | 4 canaux | Réservoir bas | 300 | - | 25 | **NC -** |
| **058012** | 6 canaux | Réservoir haut | 282 | 47 ml | 25 | **NC -** |
| **058010** | 8 canaux | Réservoir bas | 85 | 10,6 ml | 25 | **NC -** |
| **058003** | 8 canaux | Réservoir haut | 290 | 825 µl | 25 | **NC -** |
| **058005** | 8 canaux | Réservoir haut | 256 | 32 ml | 25 | **NC -** |
| **058009** | 12 canaux | Réservoir bas | 84 | 7 ml | 25 | **NC -** |
| **058000** | 12 canaux | Réservoir haut | 290 | 540 µl | 25 | **NC -** |
| **058002** | 12 canaux | Réservoir haut | 250 | 21 ml | 25 | **NC -** |
| **058017** | 16 canaux | Réservoir bas | 78 | 4,9 ml | 25 | **NC -** |
| **058011** | 24 canaux | Réservoir bas | 78 | 3,5 ml | 25 | **NC -** |
| **058018** | 24 canaux | Réservoir bas | 84 | 3,5 ml | 25 | **NC -** |
| **058008** | Sans puits ni canaux - bas | | 90 | - | 25 | **NC -** |




### Autres réservoirs

| Référence | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| **058019** | Réservoir 384 puits mi-hauteur | 25 | **NC -** |
| **058020** | Réservoir 96 puits stérile | 25 | **NC -** |
| **058027** | Réservoir à plateau jetable | 25 | **NC -** |