
Lames pour réaction d'immunofluorescence Immuno-Cell

Lames pour réaction d'immunofluorescence a revêtement téflon opaque noir.

- **Revêtement très hydrophobe**
- **Evite les contaminations entre les puits**

D'autres coloris (bleu, vert, jaune, gris, blanc et orange) sont disponibles pour un minimum de commande de 1000 lames. Nous consulter.



6110047B 6110023B 6110027B

Référence	Plage dépolie	Nbre puits	ø puits (mm)	Puits numérotés	CHF la boîte de 500
6110000B	Oui	1	8	Non	**NC -**
6110047B	Oui	1	8 (Chlamydiae)	Non	**NC -**
61100101B	Oui	1	13 (Anneau)	Non	**NC -**
6110024B	Oui	1	18	Non	**NC -**
6110021B	Oui	2	8	Oui	**NC -**
6110010B	Oui	2	10	Oui	**NC -**
6110076B	Oui	2	11	Non	**NC -**
6110089B	Oui	2	12	Non	**NC -**
61100102B	Oui	2	13 (Anneau)	Non	**NC -**
6110074B	Oui	2	15	Non	**NC -**
6110081B	Oui	2	19	Non	**NC -**
6110023B	Oui	2	25 x 20 (Rectangle)	Non	**NC -**
6110001B	Oui	3	8	Non	**NC -**
6110002B	Non	3	10	Oui	**NC -**
6110022B	Oui	3	10	Non	**NC -**
6110030B	Oui	3	11	Non	**NC -**
6110003B	Non	3	12	Oui	**NC -**
6110004B	Oui	3	14	Non	**NC -**
6110041B	Oui	3	14 (Anneau)	Non	**NC -**
6110060B	Oui	4	6	Non	**NC -**
6110075B	Oui	4	7	Oui	**NC -**
6110037B	Oui	4	8	Oui	**NC -**
6110069B	Oui	4	9	Oui	**NC -**
6110059B	Oui	4	10	Non	**NC -**
6110052B	Oui	4	11	Non	**NC -**
6110018B	Non	4	14	Non	**NC -**
6110061B	Oui	6	5	Non	**NC -**
6110086B	Non	6	10	Non	**NC -**
6110027B	Oui	6	8 x 14 (Ovale)	Non	**NC -**
6110005B	Oui	8	6	Oui	**NC -**
6110058B	Oui	8	8	Oui	**NC -**
6110082B	Non	8	8	Non	**NC -**

Référence	Plage dépolie	Nbre puits	ø puits (mm)	Puits numérotés	CHF la boîte de 500
6110006B	Oui	10	4	Non	**NC -**
6110011B	Oui (gauche)	10	5	Non	**NC -**
6110087B	Oui (droite)	10	5	Oui	**NC -**
6110043B	Non	10	5 (Hep-2)	Oui	**NC -**
6110063B	Oui (gauche)	10	6	Oui	**NC -**
6110014C	Oui (droite)	10	6	Oui	**NC -**
6110017B	Oui	10	6	Non	**NC -**
6110016B	Oui	10	7	Oui	**NC -**
6110009B	Oui	10	8	Non	**NC -**
6110015B	Oui	10	8	Oui	**NC -**
6110051B	Non	10	8	Oui	**NC -**
6110033B	Oui	12	3	Non	**NC -**
6110020B	Oui	12	4	Oui	**NC -**
6110077B	Oui	12	5	Oui	**NC -**
6110029B	Oui	12	6	Non	**NC -**
6110070B	Oui	12	6	Oui	**NC -**
6110091B	Oui	12	7	Oui	**NC -**
6110019B	Non	12	8	Oui	**NC -**
6110026B	Oui	14	5	Oui	**NC -**
6110025B	Oui	15	4	Non	**NC -**
6110035B	Oui	18	4	Non	**NC -**
6110036B	Oui	18	5	Non	**NC -**
6110071B	Oui	18	6	Non	**NC -**
6110028B	Oui	21	4	Non	**NC -**
6110032B	Oui	24	4	Non	**NC -**
6110050B	Oui	30	3	Non	**NC -**
6110012B	Oui	36	2	Non	**NC -**

