Boîtes de Petri Falcon®




- **Pour bactériologie, stérilisées aux rayons gamma**
- **Surfaces parfaitement planes, excellente transparence**

Référence	ø x h (mm)	Type	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
351008	35 x 10	Easy grip	20	500	**NC -**
351006*	50 x 9	Couvercle étanche	20	500	**NC -**
351029	100 x 15	Standard	20	500	**NC -**
351058	150 x 15	Standard	10	100	**NC -**

* Voir boîte Petri ICSI page 61

Boîtes de Petri Nunc




Grande planéité, excellente qualité optique : la qualité Nunc.

- **Stériles**
- **Avec ou sans ergots**
- **Boîte "contact" avec grille de comptage, sans ergot**

Référence	Désignation	ø x h avec couv. (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055249	Boîte sans ergot	58 x 15	20	400	**NC -**
055250	Boîte de contact	67 x 15	11	396	**NC -**
056502	Boîte avec ergots	100 x 15	20	320	**NC -**

Boîtes carrées pour screening Nunc



En polystyrène spécialement destinée aux travaux de screening, elle convient tout particulièrement aux analyses de diffusion d'agar et à tous travaux en bactériologie nécessitant une grande surface.

- **Stérilisées aux rayons gamma**
- **Planéité totale**
- **Surface totale : 500 cm², volume travail : 225 ml**
- **Dim. ext. : 245 x 245 x 25 mm**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055253	Plaque screening 245 x 245	4	16	**NC -**

Boîtes de Petri Stérilin



Boîtes de Petri standard

Référence	Dimensions (mm)	Stérile	Ergots	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020005	94 x 16	Aseptique	Oui	20	500	**NC -**
020006	94 x 16	Stérile	Non	20	500	**NC -**
020008	145 x 20	Stérile	Oui	5	80	**NC -**

Boîtes de Petri compartimentées aseptiques

Référence	Dimensions (mm)	Compar-timent(s)	Ergots	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020009	100 x 100	1	Oui	5	120	**NC -**
020010	100 x 100	25	Oui	5	120	**NC -**
020012	ø 90 x h 16	2	Oui	20	500	**NC -**

Boîtes de Petri Gosselin



Référence	ø x h (mm)	Ergots	Stérile	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
020003* **	55 x 12	Sans	Aseptique	15	1620	**NC -**
020163* **	55 x 12	Sans	Ionisé	15	1620	**NC -**
080937	55 x 12	6	Aseptique	15	1620	**NC -**
688308	55 x 12	6	Ionisé	15	1620	**NC -**
080097**	65 x 14,5	3	Ionisé	20	720	**NC -**
688301	90 x 14,2	Sans	Aseptique	33	825	**NC -**
688306	90 x 14,2	1	Aseptique	28	700	**NC -**
688302	90 x 14,2	1	Aseptique	33	825	**NC -**
688307	90 x 16,2	3	Aseptique	28	700	**NC -**
688298**	90 x 14,2	3	Aseptique	33	825	**NC -**
688303	90 x 14,2	3	Aseptique	33	825	**NC -**
639104	140 x 20,6	Sans	Aseptique	11	176	**NC -**
639164	140 x 20,6	Sans	Ionisé	11	176	**NC -**
030866	140 x 20,6	3	Aseptique	11	176	**NC -**
030555*	120 x 120	4	Aseptique	14	252	**NC -**
030555S*	120 x 120	4	Ionisé	14	252	**NC -**

* carrée ** double emballage *** double emballage, ouverture facile