Jarres anaérobies avec racks pour boîtes de Petri



Pour la culture d'organismes en anaérobie ou pour les organismes microaérophiles.

- **Avec valves pour l'évacuation et le remplissage avec le gaz souhaité**
- **Containers robustes en acier inox**
- **Stables aux UV**
- **Faciles à nettoyer**
- **Couvercles en PVC**
- **Manomètres montés sur le couvercle, affichage de la pression positive de - 1 à + 0,2 bars**

Jarres anaérobies

Référence	Type	Pour	Vol. (l)	Dim. Ø x H (mm)	Matériau corps/couvercle	Connexions	Racks utilisables	Nbre de gaz pack	CHF
110711	Crystal	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	PC transparent	2 valves, 1 manomètre	110723, 110728, 110724	1	**NC -**
110719	Large	15 boîtes de Petri, Ø 60-150 mm	6	175 x 260	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110725, 110727, 110728, 110726	2	**NC -**
110720	Small	10 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	2	120 x 170	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110728	1	**NC -**
110721	Standard	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110728	1	**NC -**
110722	Eco	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acier inox / PC transparent	Vis de ventilation	110723, 110724, 110728	1	**NC -**

Racks

Référence	Désignation	CHF
110723	Rack pour 10 boîtes de Petri, Ø 60 - 100 mm	**NC -**
110724	Rack pour 15 boîtes de Petri, Ø 60 - 100 mm	**NC -**
110725	Rack pour 10 boîtes de Petri, Ø 60 - 150 mm	**NC -**
110726	Rack pour 45 boîtes de Petri, Ø 60 mm	**NC -**
110727	Rack pour plaques multipuits	**NC -**
110728	Rack pour 9 tubes, Ø 18 mm	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
110712	Sachet GasPack Kit anaérobic, capacité 3,5 l	10	**NC -**
110713	Sachet GasPack Kit CO_2, capacité 2,5 l	10	**NC -**
110714	Sachet GasPack Kit microaerophil, capacité 3,5 l	10	**NC -**
110715	Indicateur test anaerobiosis	100	**NC -**

Jarres anaérobiose

NOUVEAU

GASPAK 100




- **Livré complet**
- **Avec racks pour 12 boites**

Référence	Désignation	CHF
260626	Jarre anaérobiose	**NC -**

GASPAK EZ

- **Pour 15 ou 30 boites**



Réf.	Jarre anaérobiose	CHF
260671	pour 15 boites	**NC -**
260672	pour 30 boites	**NC -**

Portoirs

Référence	Désignation	CHF
260673	Portoir pour 15 - 18 boîtes de petri pour GasPak™ EZ standard	**NC -**
260674	Portoir pour 30 - 33 boîtes de petri pour GasPak™ EZ large	**NC -**

Production et Indicateur atmosphère anaérobie



Un pad est saturé avec du bleu de méthylène. Cette couleur vire de bleu en incolore en l'absence d'oxygène.

- **Permet de produire une atmosphère anaérobie**
- **Indicateur de l'atmosphère anaérobie**
- **Pour jarre ronde ou jarre EZ**
- **Par pack de 20**

Ref.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
0260001	Système production atmosphère anaérobie	20	**NC -**
176047	Bandelette indicatrice d'atmosphère anaérobie	100	**NC -**

Production atmosphère en poche



- **Peut contenir 2 boîtes de Petri diamètre 90 mm**
- **Par pack de 20**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
260683	Système production atmosphère anaérobie GasPak EZ	20	**NC -**
260684	Système production atmosphère CO2 GasPak EZ	20	**NC -**