Ruban de fermeture pour boîte de Petri

Pour sceller boîtes de Petri et microplaques...
Ruban adhésif étirable pour le scellage et la fermeture des boîtes de Petri et microplaques.

- **Limite les risques d'évaporation**
- **Diminue les échanges gazeux et les risques de contamination**
- **Largeur : 12,7 mm, longueur : 35 m**
- **Flexible, étirable**
- **Bonne résistance aux solvants, imperméable aux liquides**
- **Températures d'utilisation : de -30 °C à +70 °C**

Coloris	Transparent	Blanc	Rouge	Jaune	Bleu	CHF le rouleau
Référence	**053001**	**053002**	**053003**	**053004**	**053005**	**NC -**



Portoirs distributeurs pour boîtes de Petri



Portoirs en acier recouvert d'epoxy pour le stockage et la distribution de boîtes de Petri.

- **2 modèles : le portoir seul ou le support de 3 portoirs**
- **Se chargent par le haut**
- **Acceptent 11 ou 3 x 14 boîtes de Petri ø 90 mm ou 100 mm en polystyrène**
- **La boîte se récupère par le bas**

Référence	Modèle	L x l x h (mm)	Capacité de boîtes	CHF
085495	1 portoir	145 x 110 x 280	11	**NC -**
085496	1 support + 3 portoirs	145 x 320 x 280	3 x 14	**NC -**


Portoirs pour boîtes de Petri



- **En acier recouvert d'epoxy**
- **Ne conviennent pas aux boîtes de Petri en verre**
- **Chargement par le haut**
- **Avec poignée pour le transport de boîtes de Petri de Ø 100 mm ou 90 mm**

Référence	Nombre de colonnes	L x l x h (mm)	Capacité de boîtes	CHF
086630	1	108 x 108 x 356	20	**NC -**
086631	3	343 x 105 x 305	42	**NC -**

Paniers porte-boîtes de Petri



En acier inox pour le chargement de boîtes de Petri en incubateur.

- **Capacité : 36 boîtes de Petri en 2 x 3 piles de 6 boîtes**
- **Conforment à la norme Vo8-002 relative au chargement des étuves**

Référence	Pour 36 boîtes de Petri de diamètre	L x l x h (mm)	CHF
150303	90 mm	380 x 270 x 140	**NC -**
150304	65 mm	310 x 210 x 140	**NC -**
150305	55 mm	280 x 210 x 130	**NC -**

Distributeur 2 x 15 boîtes de Petri



- **En acrylique**
- **Pour 2 x 15 boîtes de Petri ø 100 mm**
- **A placer sur la paillasse ou à fixer au mur (livré avec vis)**
- **Dimensions : 222 x 107 x 236 mm**

Référence	Désignation	CHF
037798	Distributeur de boîtes de Petri	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com