
Portoirs pour boîtes de Petri EasyPlate™



- **Augmentent la surface de travail**
- **Eliminent l'effet de balancement des boîtes de Petri**
- **Bon maintien des boîtes grâce à un système élastique**
- **Fournis avec des étiquettes de marquage**
- **En polycarbonate, Autoclavable**

Deux modèles disponibles :
- pour 48 (4 x 12) boîtes de Petri plastique de 94 mm ;
- pour 84 (4 x 24) boîtes de Petri plastique de 94 mm.


Portoirs EasyPlate™ pour 48 boîtes de Petri

Naturel	Rouge	Jaune	Bleu	CHF	Assortis	CHF les 4
086645	086647	086648	086649	NC -	086651	NC -

Portoirs EasyPlate™ pour 84 boîtes de Petri

Naturel	Bleu	CHF
086646	086650	NC -


Portoirs pour boîtes de Petri Rodac



- **Pour 60 boîtes de Petri ø 65 mm ou 42 boîtes ø 100 mm**
- **En polypropylène blanc, avec poignée de transport**
- **Autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes**
- **Livrés à plat, à assembler**
- **L x l x h réf. 065401 : 26,6 x 16,5 x 17,8 cm**
- **L x l x h réf. 088736 : 33 x 21 x 17,8 cm**

Référence	Désignation	CHF
065401	Rack pour 60 boîtes de Petri ø 65 mm	NC -
088736	Rack pour 42 boîtes de Petri ø 100 mm	NC -


Plateaux d'incubation pour boîtes de Petri



- **Facilitent la manipulation et l'incubation des boîtes de Petri**
- **Epoxy blanc**
- **Dimensions : 349 x 134 x 22 mm**
- **Diamètres possibles de boîtes de Petri : 90, 60, 50 et 35 mm**

Référence	Désignation	CHF
085497	Plateau d'incubation epoxy blanc	NC -

Plateau d'incubation superposable pour boîtes de Petri




Plateau en polypropylène acceptant 5 boîtes de Petri diamètre 100 mm ou 15 boîtes de Petri diamètre 60 mm.

- **Plateaux superposables pour optimiser l'espace en incubateur**
- **L x l x h : 251 x 237 x 35 mm**

Référence	Désignation	CHF les 3
086601	Plateau d'incubation superposable pour boîtes de Petri	NC -

Inoculateurs Gosselin





Volume	1 µl	10 µl
Unités/sachet	20	20
Unités/carton	9000	9000
Inoculateur + boule	076835	076837
Inoculateur + aiguille	076839	-
CHF/carton	NC -	NC -

- **Deux modèles : öse calibrée 1 µl ou 10 µl + boule / ou öse calibrée 1 µl ou 10 µl + aiguille (vaccinostyle)**
- **En polystyrène souple, plus doux avec la gélose**
- **Ergonomiques**
- **En sachet refermable à fermeture zip**
- **Stériles**

Modèles économiques

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
731165GO	Anse à inoculer, 1 µl	20	3000	NC -
731175GO	Anse à inoculer, 10 µl	20	3000	NC -