
Inoculateurs et vaccinostyles Nunc



- Grande précision, rigoureuse qualité de fabrication
- Stérilisés aux rayons gamma

Unités/sachet	12	50
Unités/carton	2400	4000
Inoculateur 1 µl	055254	055255
Inoculateur 10 µl	055256	055257
Vaccinostyle	-	055258
CHF/carton	NC -	NC -

Inoculateurs en acier inox



Inoculateurs en acier inoxydable de diamètre 1,5 mm, 2,5 mm et 4 mm.

Référence	Désignation	CHF
076265	Inoculateur diamètre 1,5 mm	NC -
076266	Inoculateur diamètre 2,5 mm	NC -
076267	Inoculateur diamètre 4,5 mm	NC -

Inoculateurs en nichrome



- Anses d'inoculation en nichrome, calibrées ou non, sans manche ou avec manche aluminium isolé
- Pour le calibrage, utiliser les jauges pour anse 1 µl ou 10 µl

Anses d'inoculation sans manche non calibrées

Référence	Désignation	CHF les 25
042842	Anse d'inoculation sans manche ø 2 mm - 26 Ga	NC -
042843	Anse d'inoculation sans manche ø 3 mm - 26 Ga	NC -
042844	Anse d'inoculation sans manche ø 4 mm - 26 Ga	NC -
042845	Anse d'inoculation sans manche ø 5 mm - 26 Ga	NC -

Anses d'inoculation calibrées sans manche

Référence	Désignation	CHF
042846	Anse d'inoculation sans manche calibrée 1 µl	NC -
042847	Anse d'inoculation sans manche calibrée 10 µl	NC -

Anses d'inoculation non calibrées avec manche aluminium isolé

Référence	Diamètre (mm)	Type	Longueur (mm)	CHF les 5
042854	2	26 Ga	200	NC -
042855	3	26 Ga	200	NC -
042856	4	26 Ga	200	NC -
042857	5	26 Ga	200	NC -

Manches pour anses

Référence	Désignation	CHF
042848	Manche pour anse, en aluminium - longueur 150 mm	NC -
042849	Manche pour anse, en aluminium - longueur 175 mm	NC -
042850	Manche pour anse, en laiton - longueur 150 mm	NC -
042851	Manche pour anse, en laiton - longueur 175 mm	NC -

Jauges de calibrage

Référence	Désignation	CHF
042852	Jauge de calibrage pour anse 1 µl	NC -
042853	Jauge de calibrage pour anse 10 µl	NC -

Öses d'ensemencement

Référence	Désignation	CHF
068651	Öse en platine irridié ø 3 mm (livré sans le manche, manches compatibles : 042850 et 042849, voir ci contre)	NC -
068655	Öse en nickel-chrome ø 3 mm	NC -

Anses d'inoculation et aiguilles réutilisables



- Anses en nichrome, en fil torsadé
- Livrées avec ou sans manche
- Anses calibrées livrées avec certificat de calibration (ASM/APHA Evans Blue Dye test protocols)

Réf.	Type	Manche	Calibrée	Dimensions	Unités/carton	CHF/carton
141174B	Anse	Non	Non	ø int. 2,45 mm	25	NC -
141175B	Anse	Non	Non	ø int. 3,41 mm	25	NC -
141176B	Anse	Non	Non	ø int. 5,45 mm	25	NC -
141172	Anse	Non	Oui	ø int. 4 mm (10 µl)	5	NC -
141173	Anse	Non	Oui	ø int. 1,45 mm (1 µl)	5	NC -
141179B	Anse	Oui (bleu)	Non	ø int. 2,5 mm	5	NC -
141180B	Anse	Oui (vert)	Non	ø int. 3,5 mm (3,1 µl)	5	NC -
141181B	Anse	Oui (rouge)	Non	ø int. 5,5 mm (5,45 µl)	5	NC -
141182	Anse	Oui	Oui	ø int. 1,45 mm (1 µl)	5	NC -
141183	Anse	Oui	Oui	ø int. 4 mm (10 µl)	5	NC -
141184	Aiguille	-	-	-	1	NC -
141177	Manche	-	-	L = 15 cm	1	NC -
141178	Manche	-	-	L = 20 cm	1	NC -